

CARBObed

Urządzenie do suchych kąpeli CO₂

ERES
MEDICAL®

WEDICVT
ERES®

CARBObed to aparat do suchych kąpeli CO₂.

Suche kąpiele CO₂, w porównaniu do kąpeli wodnych, są prostsze w stosowaniu, bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze w działaniu.

Charakterystyka aparatu CARBObed:

- w pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu
- skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej
- automatyczne uzupełnianie CO₂ oraz cyrkulacja gazu pod kopułą aparatu zapewnia niezmiennie i wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie zabiegu
- automatyczne nawilżanie i ogrzewanie CO₂ zwiększa efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia
- temperatura zabiegu regulowana w zakresie 30-40°C (+/- 1°)
- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu
- kontrolowane odprowadzenie CO₂ po zakończeniu zabiegu
- zużycie CO₂: średnio 18l/min
- mobilna konstrukcja urządzenia
- regulowana wysokość podglówka
- wymiary (dł.x szer.x wys.) 2150 x 700 x 980 mm
- wysokość leżyska: 590mm
- zasilanie 230V/50Hz 800VA



Kąpiele gazowe CO₂ - wskazania:

- schorzenia reumatyczne
- choroby układu krążenia
- zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych
- oparzenia i odmrożenia
- hipo- i hipertonia
- owrzodzenia podudzia
- gangreny cukrzycowe, arteriosklerotyczne i naczyniokurczowe.

www.eresmedical.com.pl

Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów...



www.eresmedical.com.pl

Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów...