



# 1-kanałowy aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej FMS Uno

|           |   |
|-----------|---|
| Serwis    | ✓ |
| Szkolenie | ✓ |
| Transport | ✓ |

## Opis produktu

### GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA - innowacyjna bezdotykowa terapia przeciwbólowa i przeciwzapalna

Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej **FMS Uno**:

- Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego.
- Aplikator do fizykoterapii może być umieszczony na statywie lub trzymany w ręku.
- Dostępne dwa lekkie aplikatory o różnych rozmiarach M / L.
- Gotowe programy na poszczególne schorzenia.
- Możliwość tworzenia własnych programów.

Funkcjonalna stymulacja magnetyczna to **niezawodny sposób do walki z bólem**.  
**Udowodniona bardzo wysoka skuteczność w leczeniu stawów i mięśni.**

### Zalety stosowania aparatu FMS Uno:

- głęboką stymulację elektromagnetyczną można wykonywać przez ubranie lub gips
- aplikator może być przymocowany do statywu, do ciała pacjenta lub można przeprowadzać terapię ręcznie
- ręczne przesuwanie aplikatora umożliwia łatwe odnalezienie punktów motorycznych dla poszczególnych jednostek mięśniowych, co skutkuje efektywną stymulacją elektromagnetyczną
- terapeuta za pomocą innowacyjnych rozwiązań, tj. regulacja kształtu linii pola magnetycznego i częstotliwości impulsów w zakresie 1-160Hz, może znacznie lepiej dopasować parametry do indywidualnych potrzeb pacjenta i jednocześnie skuteczniej zwalczyć źródło bólu
- łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego

### Wskazania do terapii głęboką stymulacją magnetyczną:

- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, np.: zwyrodnieniowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, bóle mięśni, zespół bolesnego barku
- Zaburzenia funkcjonalne kręgosłupa, np.: ostry lub przewlekły ból lędźwiowy, rwa kulszowa, rozszczep kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe kręgów, bóle miejscowe i pochodne odcinka szyjnego
- Zaburzenia nerwowe: uszkodzenie nerwów obwodowych
- Rozluźnianie napięcia mięśniowego
- Terapia bólu ostrego
- Rehabilitacja pourazowa mięśni lub nerwów
- Osłabienie mięśni, zaniki mięśniowe, przykurcze
- Choroby układu moczowo - płciowego np.: ból prostaty, ból szyjki macicy
- Urazy sportowe, odnowa biologiczna

### Parametry techniczne:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nazwa urządzenia:      | FMS Uno        |
| Przeznaczenie:         | Fizjoterapia   |
| Częstotliwość terapii: | 1 do 160 Hz    |
| Ilość kanałów:         | 1              |
| Moc pola magnetycznego | Max. 2,5 Tesli |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Czas aktywny:                          | 1 s do 20 s        |
| Czas przerwy:                          | 0 s do 240 s       |
| Maksymalny czas trwania każdego cyklu: | 1 s do 20 min      |
| Czas trwania zabiegu:                  | 1 - 60 min         |
| Gotowe programy:                       | TAK                |
| Gotowe protokoły:                      | TAK                |
| Napięcie wejściowe:                    | AC100-240V~50/60Hz |
| Moc:                                   | 1500 VA            |
| Wymiary sterownika (W x D x H):        | 41 x 59 x 29 cm    |
| Klasyfikacja MDD 93/42/EEC:            | Klasa IIa          |

## Przeczytaj:

[Głęboka stymulacja elektromagnetyczna - o terapii i jej zastosowaniu](#)

[Głęboka Stymulacja Elektromagnetyczna \(FMS - Functional Magnetic Stimulation\) to połączenie elektroterapii i magnetoterapii o niespotykanej dotąd sile. Terapia zdobywa coraz większą popularność w fizykoterapii, bo jej efekty oraz możliwości zastosowania przebiły inne dotychczas stosowane terapie... \[więcej >>\]\(#\)](#)

## Konfiguracja wyposażenia

### Aplikator ręczny FMS2 M (15113052)

---



### Aplikator ręczny FMS2 L (15113062)

---



### Aplikator podłużny FMS4 M (15113057)

---



**Wózek pod aparat FMS (1600879)**

---



**Statyw pod aplikator do do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej (1600631)**

---

