



4-kanalowe urządzenie do kształtowania sylwetki i budowania mięśni TESLA Former

Serwis	✓
Szkolenie	✓
Transport	✓

Opis produktu

Urządzenie do terapii FMS TESLA Former wykorzystuje pole elektromagnetyczne, które przenika przez ubrania, skórę i kości w głąb ciała, pobudza neurony ruchowe, powodując powtarzające się skurcze mięśni, co daje efekty treningu o wysokiej intensywności.

Obszary zabiegowe

- Pośladki
- Brzuch
- Ramiona
- Nogę
- Body core
- Mięśnie pleców
- Mięśnie dna miednicy

Efekty

Głęboka stymulacja elektromagnetyczna polega na generowaniu intensywnych impulsów elektromagnetycznych, które stymulują skurcze mięśni, wywołując następujące efekty:

Stymulacja mięśni: Impulsy elektromagnetyczne indukują supermaksymalne skurcze mięśni, czyli skurcze silniejsze niż te, które można osiągnąć podczas standardowego treningu. Dzięki temu dochodzi do intensywnego wysiłku mięśniowego, co sprzyja ich wzmocnieniu i rozbudowie.

Redukcja tkanki tłuszczowej: Wywołane głęboką stymulacją elektromagnetyczną skurcze mięśni prowadzą do zwiększonego zużycia energii, co może wspomagać proces lipolizy, czyli rozkładu tłuszczu w komórkach tłuszczowych. W rezultacie tkanka tłuszczowa może być redukowana, szczególnie w miejscach poddanych zabiegowi.

Poprawa napięcia skóry: Intensywna stymulacja mięśni może również prowadzić do poprawy elastyczności i napięcia skóry, co jest korzystne w kontekście ogólnego wyglądu ciała.

Ulepszenie konturów ciała: Dzięki wzmocnieniu mięśni i redukcji tkanki tłuszczowej, możliwe jest osiągnięcie lepiej zdefiniowanych konturów ciała, co jest szczególnie pożądane w obszarach takich jak brzuch, pośladki, uda czy ramiona.

Komfort i bezpieczeństwo

Głęboka stymulacja elektromagnetyczna nie wymaga przygotowania pacjenta. Zabiegi są zwykle krótkie (trwają około 30 minut) i można je wykonywać w seriach. Impulsy elektromagnetyczne bez problemu przenikają przez ubranie.

Terapia jest bezbolesna i bezpieczna, może jedynie wywoływać uczucie intensywnego skurczu mięśniowego.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Parametry techniczne
