

## 4-kanałowy aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej do leczenia nietrzymania moczu Magneto Stym

Serwis



Szkolenie



Transport



### Opis produktu

Magneto Stym to urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej z aplikatorem wbudowanym w siedzenie fotela, który generuje pole elektromagnetyczne.


### Jak działa głęboka stymulacja elektromagnetyczna?

Głęboka stymulacja elektromagnetyczna umożliwia stymulację głębokich struktur mięśniowych i tkanek w sposób nieinwazyjny i bezbolesny. Pozwala na dotarcie do każdej części ciała bez skutków ubocznych i ingerencji chirurgicznej. Metoda ta łączy w sobie zalety magnetoterapii i elektroterapii, intensyfikując efekty tych zabiegów. Pole elektromagnetyczne wnika do 10cm w głąb ciała, a indukcja jest ok. 250 razy większa od najmocniejszych aparatów do magnetoterapii. Jednocześnie jest to zabieg bezpieczny, bez skutków ubocznych.

### Urządzenie do leczenia nietrzymania moczu MAGNETO STYM - jak wygląda zabieg?

Impulsowe pole magnetyczne emitowane przez urządzenie stymuluje mięśnie dna miednicy do wykonywania ćwiczeń. Stymulacja magnetyczna zwiększa siłę i wytrzymałość zwieracza i mięśni dna miednicy. Podczas stymulacji pacjent skupia się na skurczach mięśni, co wspomaga aktywne wykonywanie ćwiczeń w tych partiach.

Zabieg jest bezbolesny i niekrępujący. Podczas terapii pacjent siedzi zupełnie ubrany na wygodnym fotelu. Każda sesja terapeutyczna trwa około 20 minut i na ogół przeprowadza się ją co drugi dzień. Poprawa jest odczuwalna już po około sześciu sesjach.



### Głęboka stymulacja elektromagnetyczna - najważniejsze zalety:

- Skuteczny i szybki efekt
- Bezinwazyjne, bezbolesne zabiegi
- Działanie na miejsca niedostępne dla innych terapii
- Możliwość wykonywania zabiegów przez ubrania z tkanin naturalnych
- Brak skutków ubocznych
- Trwały efekt

#### Komfort dla terapeuty

Zabieg nie wymaga przygotowania pacjenta ani wykonywania przy nim żadnych czynności oprócz sterowania mocą urządzenia, a wszystkie parametry widoczne są na bieżąco na przejrzystym ekranie LCD.

#### Komfort dla pacjenta

Bezbolesny, bezinwazyjny, niekrępujący zabieg, który nie wymaga zdejmowania ubrań, ani ingerencji terapeuty w ciało pacjenta.

#### Wskazania:

- nietrzymanie moczu
- inne zaburzenia układu moczowo – płciowego
- problemy z mięśniami dna miednicy
- problemy pooperacyjne i poporodowe u kobiet
- przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
- problemy z prostatą i zaburzeniami erekcji u mężczyzn
- dysfunkcje seksualne

#### Fotel do leczenia nietrzymania moczu można dodatkowo wyposażyć w:

- aplikatory manualne do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej
- dodatkowy aplikator w oparciu fotela do terapii odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Patrz zakładka - Konfiguracja.

#### Parametry techniczne:

Nazwa urządzenia:	Magneto Stym
Przeznaczenie:	Uroginekologia Fizjoterapia
Częstotliwość terapii:	1 do 160 Hz
Ilość kanałów:	4
Moc pola magnetycznego	Max. 3Tesse
Czas aktywny:	1 s do 20 s
Czas przerwy:	0 s do 240 s
Maksymalny czas trwania każdego cyklu:	1 s do 20 min
Czas trwania zabiegu:	1 - 60 min
Gotowe programy:	TAK
Gotowe protokoły:	TAK
Napięcie wejściowe:	AC100-240V~50/60Hz
Moc:	1500 VA
Wymiary sterownika (szer.x głęb.x wys.):	41 x 59 x 29 cm
Klasyfikacja MDD 93/42/EEC:	Klasa IIa

Chcesz wiedzieć więcej o terapii? Zapraszamy na stronę: [www.nietrzymanie.moczu.eu](http://www.nietrzymanie.moczu.eu)

#### Magneto Stym w Polsce - gdzie można skorzystać z zabiegu?

#### Przeczytaj:



[Głęboka stymulacja elektromagnetyczna - o terapii i jej zastosowaniu](#)

[Głęboka Stymulacja Elektromagnetyczna \(FMS - Functional Magnetic Stimulation\) to połączenie elektroterapii i magnetoterapii o niespotykanej dotąd sile. Terapia zdobywa coraz większą popularność w fizykoterapii, bo jej efekty oraz możliwości zastosowania przebiły inne dotychczas stosowane terapie... więcej >>](#)

## Konfiguracja

**Fotel do uroginekologii (1600632)**

---



**Fotel do uroginekologii i okolicy lędźwiowej (16006352)**

---



**Wózek pod aparat FMS prosty (1600878)**

---



**Wózek pod aparat FMS (1600879)**

---



Wózek pod aparat FMS (1600883)



**Aplikator ręczny FMS2 M (15113052)**



**Aplikator ręczny FMS2 L (15113062)**



**Aplikator podłużny FMS4 M (15113057) - kolor niebieski**





Eres Medical Sp. z o.o.  
Pluszwice Kol. 64b  
21-008 Tomaszowice  
E-mail: [info@eresmedical.com.pl](mailto:info@eresmedical.com.pl)  
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

**Aplikator pod stopy FMS (1600640) - kolor niebieski**

---



Eres Medical Sp. z o.o.

📍 Płuszwice Kol. 64b  
21-008 Tomaszowice  
@ E-mail: [info@eresmedical.com.pl](mailto:info@eresmedical.com.pl)  
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY