



AP31

Opis produktu

- prostota obsługi i wysoka niezawodność
- możliwość zmiany parametrów w trakcie infuzji
- praca z przyrządami do infuzji typu UNI-ASCOSSET®
- możliwość programowania pracy w dwu trybach: objętościowym i wagowym
- funkcja podawania dawki uderzeniowej BOLUS
- wielostopniowy pomiar okluzji
- rozbudowany system alarmów
- wbudowana biblioteka leków
- wbudowany system testów
- historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i w postaci XML
- możliwość długotrwałej pracy z akumulatora
- opcja odłączania czujnika kropli
- możliwość mocowania w stacji dokującej MD

Parametry użytkowe

Typ pompy

Szybkość dozowania – w trybie standard

Dokładność dozowania:

Maksymalna objętość dozowania:

Maksymalny czas dozowania:

Szybkość dozowania w trybie KVO:

Szybkość dozowania w trybie BOLUS

Programowane ciśnienie okluzji:

Detektor powietrza:

perystaltyczna, objętościowa

1 – 1000 ml/godz. programowana co 0,1 ml/godz.

9 999 ml, programowana co 0,1 ml

99 godz. 59 min. 59 sek.

0 – 5 ml/godz

maks. 1500 ml/godz., ustawiana co 1 ml

płynne ustawianie w zakresie 40 – 80 kPa,

ustawianie czułości:

jednorazowo 0,01 – 0,05 ml powietrza,

maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji

Parametry techniczne

Zasilanie:

Akumulator wewnętrzny:

Czas pracy z akumulatora:

Czas ładowania akumulatora:

Klasa ochronności:

Wymagania bezpieczeństwa:

210 – 250 V AC, 50/60 Hz lub 10 – 15 V DC, pobór mocy
max. 10 VA

NiMH (1300 mAh).

min. 10 godz. przy szybkości 5 ml/godz.

24 godz.

I, typ BF, obudowa IP 31

EN 60601-1,

EN 60601-1-2 (EMC),

EN 60601-2-24,

MDD 93/94/EEC

3.4 kg

230 x 140 x 230 [mm]

+5 do 40°C

20% – 90

Ciężar pompy:

Wymiary:

Warunki pracy:

– temperatura otoczenia

– wilgotność względna



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Pluszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY