



## Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q8060 z 2 mankietami na nogę

### Opis produktu

**Power Q8060 to profesjonalny aparat do masażu uciskowego**, który współpracuje z **6-komorowymi mankietami** na rękę, nogi, lub na biodra.

Ten nowoczesny aparat posiada **5-calowy wyświetlacz LED**. Obsługę ułatwiają dotykowe przyciski, za pomocą których sterujemy urządzeniem, ustawiając parametry masażu limfatycznego:

- **dziesięć trybów pracy** : A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2
- **ustawienie czasu zabiegu**: 0-99min.
- **ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego jednakowych dla wszystkich komór lub różnych dla poszczególnych komór w zakresie**: 0-200 mm Hg dla trybów