

Aparat do elektroterapii dwukanałowy Stimutur 701



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

NOWY STANDARD APARATÓW DO ELEKTROTERAPII KLASY PREMIUM NIEMIECKIEJ FIRMY TUR ŁĄCZY W SOBIE ERGONOMICZNĄ BUDOWĘ Z TECHNICZNĄ INNOWACJĄ, WYJĄTKOWYMI MOŻLIWOŚCIAMI TERAPEUTYCZNYM I PRZYJAZNĄ OBSŁUGĄ, GWARANTUJĄC JEDNOCZEŚNIE ROZSZERZONĄ MODUŁOWOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY.

Aparat do elektroterapii Stimutur - właściwości:

- **Niezawodność** – stabilne oprogramowanie umożliwia wielogodzinną pracę z wymiennymi aplikacjami, zachowując testy i wykonując jednocześnie terapię
- **Elastyczność** – zmiana parametrów na bieżąco, by dopasować każdą terapię do potrzeb pacjenta, możliwość modyfikacji wszystkich parametrów elektroterapii
- **Biblioteka terapii** z szerokim opisem schorzeń i metod leczenia
- **Gotowe programy terapeutyczne** – szeroka baza procedur terapeutycznych
- **Przystępność** – zaprojektowany dla wszystkich (opcja audio dla użytkowników niepełnosprawnych)
- **Modularność** – możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe terapie, by stworzyć ostateczne narzędzie terapeutyczne
- **Wielozadaniowość** – nawet 4 terapie równocześnie
- **Baza danych pacjentów** z automatycznie zapisującymi się dotychczas wykonywanymi terapiami, jej parametrami, czasem i długością trwania
- **Możliwość aktualizacji oprogramowania** – po zarejestrowaniu się na stronie internetowej otrzymuje się informacje o aktualizacjach możliwych do dokonania dzięki wejściu USB.
- **Zabezpieczenie danych** – blokada dostępu do informacji o pacjencie
- **Tolerancja na błędy** – elementy oprogramowania minimalizują możliwość popełnienia błędu – nawet niedoświadczony użytkownik może bezpiecznie prowadzić terapię
- **Zabezpieczenie przed kradzieżą**

Rodzaje dostępnych prądów:

- Galwaniczne
- Diadynamiczne (MF, DF, CP, RS, LP, MM, CP-ID)
- Jonoforeza
- TENS (TENS dwufazowy, TENS monofazowy, TENS zmienny)
- Impulsy monofazowe / dwufazowe / zmienne
 - Prostokątne
 - Trapezoidalne (I, II, III)
 - Trójkątne
 - Eksponencjalne
 - Prostokątne z MF
 - Prądy Traberta
- Mikroprądy
- Prąd HV
- Interferencyjne
 - Dwupolowe
 - Czteropolowe
 - Izoplanarne pole wektorowe
- Fale o średniej częstotliwości
- Rosyjska stymulacja
- Prąd Leduc'a
- Prądy faradyczne / neofaradyczne
- IG30, IG50, F1, FM



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Parametry techniczne:

Wymiary	290 x 120 x 265 mm
Waga	3,6 kg
Zasilanie	96-264 VAC/ 50-60 Hz
Maksymalne napięcie	95 VA
Zasilanie akumulatorowe	opcjonalnie
Czas terapii	1-30 min
Sygnał akustyczny	TAK
Baza danych pacjentów	1.000.000
EMG	opcjonalnie
Blokada przed kradzieżą	opcjonalnie
Audionawigacja	opcjonalnie
Panel sterowania	Ekran dotykowy: 10,4" VGA +USB
Elektroterapia	
Tryb operacji	CC i CV
Rodzaje aplikowanych prądów	25
Zatrzymanie zabiegu przy otwartym obwodzie	TAK
Wyświetlanie przebiegu terapii	TAK
Wyświetlanie aktualnie aplikowanego prądu	TAK
Zapisywanie bieżących ustawień	TAK
Automatyczny start	TAK

Możliwość zakupu samodzielnego urządzenia, wbudowania go w modułowy wózek Physiotur lub dokupienia wózka pod aparat Avventur (patrz: galeria zdjęć).