



Aparat do elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwięków, laseroterapii PhysioGo 701C

Opis produktu

PhysioGo 701C aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii skojarzonej i laseroterapii

Kolejny **aparat do terapii kombinowanej**, posiadający 3 niezależne kanały terapeutyczne do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej oraz laseroterapii. Ogromna baza 379 programów zabiegowych i 38 sekwencji do elektroterapii, 350 programów własnych oraz przejrzysta encyklopedia pozwalają w pełni wykorzystać możliwości tego aparatu. Bateria umożliwiająca pracę do 8 h bez ładowania jest standardowym wyposażeniem.

Co wyróżnia aparat PhysioGo 701C

- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Trzy niezależne kanały zabiegowe
- Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
- Test elektrod
- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Baza sekwencji użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzonych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- Akumulator