



Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękami i terapii skojarzonych Curatur 701

Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

NOWY STANDARD SYSTEMÓW DO ELEKTROTERAPII KLASY PREMIUM NIEMIECKIEJ FIRMY TUR ŁĄCZY W SOBIE ERGONOMICZNĄ BUDOWĘ Z TECHNICZNĄ INNOWACJĄ, WYJĄTKOWYMI MOŻLIWOŚCIAMI TERAPEUTYCZNYM I PRZYJAZNĄ OBSŁUGĄ, GWARANTUJĄC JEDNOCZEŚNIE ROZSZERZONE MODUŁY I MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY.

Curatur 701 to aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej

Aparat do fizykoterapii Curatur 701 - właściwości:

- **Niezawodność** – stabilne oprogramowanie umożliwia wielogodzinną pracę z wymiennymi aplikacjami, zachowując testy i wykonując jednocześnie terapię
- **Elastyczność** – zmiana parametrów na bieżąco, by dopasować każdą terapię do potrzeb pacjenta, możliwość modyfikacji wszystkich parametrów elektroterapii
- **Biblioteka terapii** z szerokim opisem schorzeń i metod leczenia
- **Gotowe programy terapeutyczne** – szeroka baza procedur terapeutycznych
- **Przystępność** – zaprojektowany dla wszystkich (opcja audio dla użytkowników niepełnosprawnych)
- **Modularność** – możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe terapie, by stworzyć ostateczne narzędzie terapeutyczne
- **Wielozadaniowość** – nawet 4 terapie równocześnie
- **Baza danych pacjentów** z automatycznie zapisującymi się dotychczas wykonywanymi terapiami, jej parametrami, czasem i długością trwania
- **Możliwość aktualizacji oprogramowania** – po zarejestrowaniu się na stronie internetowej otrzymuje się informacje o aktualizacjach możliwych do dokonania dzięki wejściu USB.
- **Zabezpieczenie danych** – blokada dostępu do informacji o pacjencie
- **Tolerancja na błędy** – elementy oprogramowania minimalizują możliwość popełnienia błędu – nawet niedoświadczony użytkownik może bezpiecznie prowadzić terapię
- **Zabezpieczenie przed kradzieżą**

Rodzaje dostępnych prądów:

- Galwaniczne
- Diadynamiczne (MF, DF, CP, RS, LP, MM, CP-ID)
- Jonoforeza
- TENS (TENS dwufazowy, TENS monofazowy, TENS zmienny)
- Impulsy monofazowe / dwufazowe / zmienne
 - o Prostokątne
 - o Trapezoidalne (I, II, III)
 - o Trójkątne
 - o Eksponencjalne
 - o Prostokątne z MF
 - o Prądy Traberta
- Mikroprądy
- Prąd HV
- Interferencyjne
 - o Dwupolowe
 - o Czteropolowe
 - o Izoplanarne pole wektorowe
- Fale o średniej częstotliwości
- Rosyjska stymulacja
- Prąd Leduca



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Prądy faradyczne / neofaradyczne
- IG30, IG50, F1, FM

Parametry techniczne:

Wymiary	290 x 120 x 265 mm
Waga	3,6 kg
Zasilanie	96-264 VAC/ 50-60 Hz
Maksymalne napięcie	95 VA
Zasilanie akumulatorowe	opcjonalnie
Czas terapii	1-30 min
Sygnal akustyczny	TAK
Baza danych pacjentów	1.000.000
EMG	opcjonalnie
Blokada przed kradzieżą	opcjonalnie
Audionawigacja	opcjonalnie
Panel sterowania	Ekran dotykowy: 10,4" VGA +USB
Krzywa diagnostyczna i/t	TAK
VACUUM	
2 kanały	TAK
Tryb synchroniczny i asynchroniczny	TAK
Ostrzeżenie na wypadek przelewu wody	audio i optyczne
Elektroterapia	
Tryb operacji	CC i CV
Rodzaje aplikowanych prądów	25
Zatrzymanie zabiegu przy otwartym obwodzie	TAK
Wyświetlanie przebiegu terapii	TAK
Wyświetlanie aktualnie aplikowanego prądu	TAK
Zapisywanie bieżących ustawień	TAK
Automatyczny start	TAK
Ultradźwięki	
Częstotliwość	1 i 3 MHz
Główce ultradźwiękowe	1 cm ²
	4 cm ² wodoodporne
Kombinacja ze stymulacją	TAK
Natężenie w trybie ciągłym US	2 W/cm – 1 MHz 1 W/cm – 3 MHz
Natężenie w trybie pulsacyjnym US	3 W/cm – 1MHz 2 W/cm – 3 MHz
Emisja 1/3 MHz	TAK
Długość impulsu	2, 4, 6, 10, 20 ms
Przerwa między impulsami	20 ms
Wyświetlenie aplikowanej mocy i mocy podanej ogółem	TAK
Sterowanie sprzęgła	TAK

Możliwość zakupu samodzielnego urządzenia, wbudowania go w modułowy wózek **Physiotur** lub dokupienia wózka pod aparat **Avventur** (patrz: galeria zdjęć).