



Aparat do krioterapii zimnym powietrzem Cryotur Stream

Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

Aparat do krioterapii z wykorzystaniem zimnego powietrza oferuje rozszerzone możliwości terapeutyczne bez konieczności kontaktu ze skórą. Likwiduje ból i obrzęki, stosowana jest głównie w przypadku wczesnych urazów i znacznie skraca okres rekonwalescencji pacjenta.

Powietrze zasysane z pomieszczenia jest schładzane za pomocą sprężarki do **-35°C** w specjalnym obiegu zamkniętym za pomocą przyjaznego dla środowiska chłodziwa.

Nie są potrzebne żadne specjalistyczne gazy itp., dzięki czemu eksploatacja jest bardzo **ekonomiczna**.

Dwa dostępne tryby działania, stała dawka i stała temperatura czynią Cryotur Stream efektywnym i wszechstronnym aparatem do krioterapii dającym różne możliwości terapeutyczne.

Czujnik IR steruje parametrami terapeutycznymi aby uzyskać optymalne wyniki w bezpieczny i kontrolowany sposób.

Charakterystyka aparatu do krioterapii Cryotur Stream:

- tryb pracy: statyczny (automatyczny z użyciem ramienia) lub dynamiczny (manualny)
- podwójny tryb działania – stała dawka i stała temperatura
- ergonomiczny, elegancki design rączki z uchwytem anti-frost
- duży, kolorowy dotykowy ekran
- wbudowane programy i możliwość tworzenia własnych
- baza danych pacjenta
- zapisywanie protokołów pod nazwiskami pacjentów lub w specjalnym menu "ulubione"
- biblioteka patologii, w tym przyczyn i objawów
- zdalna aktualizacja przez USB i rozwiązywanie problemów
- połączenie z PC (opcjonalne oprogramowanie musi być uwzględnione przy składaniu zamówienia)

Parametry techniczne:

Temperatura

Przepływ

Tryby działania

Czujnik temperatury



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Typ chłodziwa

Wiadomości ostrzegawcze

Obsługa

Wymiary (Długość x szerokość x wysokość)

Wyposażenie dodatkowe:

- ramię 3D: Ramię podtrzymujące przewód powietrzny do urządzenia Cryotur Stream.