

## Aparat do laseroterapii LAMBDA



### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Dotykowy wyświetlacz graficzny (7")
- Sterowanie za pomocą enkodera i klawiszy lub za pomocą ekranu dotykowego
- Intuicyjny interfejs z ikonami
- System kontroli bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza emisję lasera w przypadku nieprawidłowego ustawienia rękojeści emitującej
- Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów
- Indywidualne programy
- Automatyczne skanowanie dostarczanej częstotliwości
- Wizualizacja dostarczonej energii
- Sygnał ostrzegawczy na rękojeści zapalany podczas dostarczania energii
- Automatyczne rozpoznawanie podłączonego akcesorium

#### Dostępne modele:

- LAMBDA MONODIODIC – 1-kanalowa z pojedynczą sondą 30W
- LAMBDA EXADIODIC – 1-kanalowa z sondą prysznicową
- LAMBDA 2 – 2-kanalowa z obiema diodami

#### Parametry techniczne:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| moc maksymalna                 | 3 W/cm <sup>2</sup> |
| częstotliwość ultradźwięków    | 1, 2, 3 MHz         |
| maks. napięcie wyjściowe       | 100 V               |
| maks. natężenie prąd stały     | 30 mA               |
| maks. natężenie prąd impulsowy | 70 mA               |
| zasilanie                      | 90-240 V / 50-60 Hz |
| pobór mocy                     | 70 VA               |