

Aparat do laseroterapii Lasertronic LT-3



Opis produktu

Charakterystyka aparatu:

- Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy
- Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
- Ergonomiczne sondy
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
- Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
- Funkcja powtórzeń dawki
- Czujnik do pomiaru mocy lasera
- Możliwość stosowania jako aparat przenośny
- 2 lata gwarancji na sondy

Dane techniczne:

- Zegar sterujący czasem zabiegu 1 s. – 99 min
- Zasilanie 230 V / 50 Hz / 50 VA
- Wymiary 335 x 270 x 125 mm
- Masa aparatu 2.5 kg

Sondy współpracujące z aparatem:

Typ sondy	Parametry	Tryby pracy
S-1N – punktowa IR	905 nm / 50 W	impulsowy – duża moc impulsu (50 W)
S-2N – punktowa R	660 nm / 40 mW	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
S-3N – punktowa IR	808 nm / 400 mW	ciągły i impulsowy z regulacją mocy

Dane techniczne sond

Typ sondy	S-1N	S-2N	S-3N
długość fali świetlnej	905 nm	660 nm	808 nm
moc impulsu	50 W	40 mW	400 mW
częstotliwość	5-5000 Hz	5-9999 Hz	5-9999 Hz
moc średnia	(0,1-50) mW	(1-40) mW	(1-400) mW



Eres Medical Sp. z o.o.
Plouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

energia impulsu	10 μ J	--	--
szerokość impulsu	200 ns	--	--