

Aparat do magnetoterapii PhysioMG 827



Opis produktu

PhysioMG 827 - aparat do magnetoterapii

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości

Nowa rodzina urządzeń PhysioMG umożliwia wykonywanie terapii w oparciu o trzy sterowniki w połączeniu z aplikatorami szpulowymi, aplikatorami płaskimi na statywie oraz aplikatorami miejscowymi, mocowanymi za pomocą pasów. Wraz z nowymi sterownikami powstała także nowa konstrukcja leżanki z dwupoziomowym stolikiem pod aplikator.

Unowocześnienie linii pozwoliło na wprowadzenie unikalnych z punktu widzenia klienta rozwiązań. Do kluczowych należy największy na rynku [aplikator szpulowy CS75](#). Jego średnica wynosi aż 75 cm. We wszystkich aplikatorach szpulowych wprowadzony został system wizualnego wskazania aktywności pola w postaci oświetlaczy. Dodatkowym wskaźnikiem jest również system pasów magnetycznych (sensoryczny wskaźnik aktywności pola).

Ergonomia

- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Dwa niezależne kanały zabiegowe
- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinnie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Baza sekwencji użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzanych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego

Emisja ciągła i impulsowa

- Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy jednopołówkowy
- Opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPEP
- Wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
- Zabiegi w trybie dualnym
- Wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- Sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- Nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury

ekranowej

- Nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej

Programy i sekwencje

- 263 wbudowanych programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkownika
- programy ulubione
- 10 sekwencji do ustawienia dla użytkownika

Nowością technologiczną jest również nowy tryb pracy, zwany Trybem Dualnym. Stosowane są w nim dwa współpracujące symultanicznie aplikatory: szpulowy o działaniu ogólnoustrojowym i aplikator płaski o działaniu miejscowym. Dopelnieniem unikalnych cech jest możliwość stosowania zmiennej częstotliwości terapeutycznej tzw. Spektrum (w zakresie 0 - 50 Hz) w trakcie trwania zabiegu.