



## Aparat do terapii mikrofalowej Fisioline FISIOWAVE

### Opis produktu

#### **FISIOWAVE - bezpieczne i skuteczne leczenie ciepłem.**

**FISIOWAVE** to nowe, wysokiej jakości urządzenie (diatermia) do terapii mikrofalowej. Terapia ta należy do rodziny terapii termicznych i wykorzystuje fale elektromagnetyczne pasma częstotliwości mikrofal, które generują ciepło w leczonych tkankach. W rezultacie uzyskuje się efekt przeciwbólowy, dzięki głęboko przekazywanemu ciepłu. MOC SZCZYTOWA FISIOWAVE pozwala na podawanie znacznej energii w głąb, w celu szybkich i skutecznych zabiegów przy pełnym bezpieczeństwie zarówno dla pacjenta, jak i operatora. FISIOWAVE jest wyposażony w różne systemy bezpieczeństwa, które interweniują w przypadku niewłaściwego zasilania lub jakichkolwiek awarii.

#### **Wskazania:**

- przykurcze mięśniowe
- bóle lędźwiowo - krzyżowe
- bóle szyjne
- artroza
- bóle pourazowe
- zapalenie ścięgien

#### **Główne efekty:**

- zmniejszenie bólu
- zmniejszenie sztywności stawów
- zmniejszenie obrzęku
- zmniejszenie stanu zapalnego
- zwiększenie przepływu krwi

#### **Parametry techniczne:**

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Model                                | FISIOWAVE                                                       |
| Klasyfikacja techniczna              | sprzęt elektromedyczny klasy I typu B                           |
| Klasa urządzenia medycznego          | IIb (Dyrektywa 93/42/EWG, zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE) |
| Emisja ciągła i impulsowa            | od 10 do 90%                                                    |
| Częstotliwość emisji                 | 2450 MHz                                                        |
| Liniowa regulacja mocy               | od 0 do 250W                                                    |
| Moc szczytowa                        | 1600W                                                           |
| Zarządzanie za pomocą mikroprocesora | tak                                                             |
| Protokoły terapii ustawione wstępnie | 50                                                              |
| Protokoły użytkownika                | 50                                                              |
| Automatyczna kontrola temperatury    | magnetron z funkcją zatrzymania emisji w przypadku przegrzania  |
| Podświetlany graficzny wyświetlacz   | 240x128 pikseli                                                 |
| Czas zabiegu                         | regulowany od 1 do 30 minut                                     |
| Napięcie zasilania                   | 230V (115 na życzenie)                                          |
| Częstotliwość sieci                  | 50-60 Hz                                                        |



Eres Medical Sp. z o.o.  
Pląszowice Kol. 64b  
21-008 Tomaszowice  
E-mail: info@eresmedical.com.pl  
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

|            |                |
|------------|----------------|
| Pobór mocy | 600VA          |
| Wymiary    | 320x430x980 mm |
| Waga       | 38 kg          |

### Wyposażenie standardowe:

- okrągły aplikator 17 cm
- mechaniczne ramię podporowe

### Wyposażenie opcjonalne:

- aplikator prostokątny
- trójwymiarowy aplikator