

Aparat do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii PhysioGo 601C



Opis produktu

PhysioGo 601C aparat do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii

- To model aparatu, który pozwala na przeprowadzenie terapii ultradźwiękowej i laseroterapii poprzez dwa niezależne kanały terapeutyczne.
- Do dyspozycji terapeuty są aż 233 programy zabiegowe. Terapeuta ma również możliwość stworzenia 250 własnych programów.
- Kompaktowe wymiary, niska waga ok. 6 kg oraz wbudowana w standardzie bateria czynią z tego aparatu w pełni przenośne urządzenie mogące mieć zastosowanie w terapii środowiskowej.
- Głowice do ultradźwięków, które można dokupić do aparatu posiadają dwie częstotliwości, 1 MHz oraz 3,5 MHz.
- Aparat obsługuje również sondy i aplikatory laserowe, które są do kupienia w naszym sklepie.

Co wyróżnia aparat PhysioGo 601C

- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Dwa niezależne kanały zabiegowe
- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzonych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- Akumulator