



Aparat do ultradźwięków PhysioGo 200A

Opis produktu

Aparat do terapii ultradźwiękami PhysioGo 200A

PhysioGo 200A to **aparat do terapii ultradźwiękowej**, wyposażony w kolorową encyklopedię ułatwiającą wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem aż 58 wbudowanych programów zabiegowych. Jednostki chorobowe są posortowane wg dziedziny lub nazwy, to fizjoterapeuta decyduje o metodzie wyboru. Praca z aparatem dzięki 7" kolorowemu wyświetlaczowi z panelem dotykowym jest niezwykle prosta i przyjemna. Fizjoterapeuci mają możliwość ustawienia, aż 50 programów użytkownika oraz nadania im nazw własnych.

Aparat do sonoterapii wyposażony jest w gniazdo umożliwiające podłączenie elektrostymulatora, w celu wykonania zabiegu terapii skojarzonej. Gniazdo oznaczone jest symbolem TS. Dla zaawansowanych użytkowników **urządzenie do sonoterapii** posiada funkcję trybu manualnego, który umożliwia pełną kontrolę nad parametrami w trakcie zabiegu, a statystyki przeprowadzonych zabiegów, zegar czasu rzeczywistego oraz autotest, pozwala na praktyczną kontrolę nad aparatem **PhysioGo 200A. Urządzenie do ultradźwięków.**

Ze względu na uniwersalność i dostępność baterii, **aparat do ultradźwięków PhysioGo** świetnie nadaje się do wykorzystania m.in. w:

- medycynie sportowej w przypadku zgrupowań, obozów treningowych, meczy
- wszędzie tam, gdzie występują problemy z jakością zasilania

Cechy użytkowe

- Dwie częstotliwości pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
- Wodoodporne głowice
- Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm² i 4 cm²
- Emisja ciągła - efekt termiczny
- Emisja impulsowa - mikromasaż
- Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
- Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
- Automatyczna kontrola emitowanej mocy
- W trybie manualnym pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi
- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Jeden kanał zabiegowy
- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzonych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Akumulator (opcja)