



Aparat do znieczulenia Venar TS

Opis produktu

Zintegrowane, modułowe aparaty do znieczulania VENAR firmy Chirana są wynikiem zaawansowanych badań technologicznych, współpracy międzynarodowej i wysokiego bezpieczeństwa.

Urządzenie VENAR zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie znieczulania niemowląt, dzieci i dorosłych.

Aparat do znieczulania VENAR TS - najważniejsze cechy:

- nowoczesne wzornictwo
- 15" dotykowy ekran sterowania z nowym, rozbudowanym, intuicyjnym interfejsem
- zaprojektowany dla pacjentów od 2,5 kg
- monitoring mechanicznych właściwości płuc
- zintegrowany „auto-start” systemu wentylacji
- komputerowo kontrolowana optymalizacja parametrów oddechowych
- analiza gazowa „side-stream” (cO₂, N₂O, O₂, AA, mAc, bAL)
- wersja do znieczulania ksenonem (Xe) – XEnOn – anesthesia (opcja)
- automatyczne testy wstępne – „auto-test”

Dane techniczne:

Tryby wentylacji

Objętość oddechowa Vt

Częstotliwość oddechowa f

Wentylacja minutowa

Ti: Te

Pauza wdechowa Tp

PEEP

Czułość triggera



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Ciś. wdechowe przy PCV

Ciśnienie ochronne Pmax

O2 + BY-PASS

Przepływomierze

System ewakuacji gazów

Uchwyt parowników

Wyświetlacz

Monitorowane parametry:

Parametry i krzywe wyświetlane na ekranie

Monitoring mechanicznych właściwości płuc

VT, MV, F, Pmin, Pmax, Ppc, Pps, PEEP

Monitoring gazowy
