

Aparat EKG AsCARD Green v.05.101



Opis produktu

Przeznaczenie jest do wykonywania badań EKG dorosłych i dzieci w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Aparat przeznaczony jest do użycia we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolony personel.

Specyfikacja techniczna:

- rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG
- podczas badania automatycznej funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu
- wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia
- wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG
- prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
- wydruk 1 lub 3 przebiegów EKG wybranej grupy
- dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG
- wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG
- klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury
- automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) – wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
- pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000
- wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
- ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
- automatyczna detekcja zespołów QRS
- aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
- filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz
- filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
- filtr izolacji; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
- detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody
- wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
- grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona
- prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera
- menu w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i serbskim
- zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym
- dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń
- zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
- wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku
- badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu
- funkcje oszczędności energii akumulatora
- wymiary (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm
- waga:

Standardowe wyposażenie:

- elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK)
- elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)
- kabel EKG KEKG-30R
- zasilacz sieciowy medyczny M12-15
- papier RB1 szerokość 58 mm (1 rolka)
- żel do EKG
- instrukcja użytkowania



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY