

Aparat EKG OPUS 1



Opis produktu

Opus 1 to ultranowoczesny **12 - kanałowy elektrokardiograf** przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki zastosowaniu **10-calowego ekranu dotykowego** o wysokiej rozdzielczości umożliwia jednocześnie monitorowanie wszystkich 12 odprowadzeń, a jakość wydruków na **papierze o szerokości 210 mm** zapewnia perfekcyjny obraz diagnostyczny. Jako jedyny na rynku posiada unikalną funkcję zmiany **poziomów próbkowania do 32 000 Hz**, gwarantując wyjątkową precyzję kliniczną.

Wyposażony jest w **dysk twardy o dużej pojemności**, z którego można bezprzewodowo eksportować badania w wielu formatach (np. pdf, xml, scp) na serwer placówki medycznej HIS lub chmurę CardioCLOUD. Zaprojektowane dodatkowe miejsce na zapasową rolę papieru pozwala zachować ciągłość badań.

Aparat EKG Opus 1 w standardzie daje możliwość korzystania z centrum zamówień materiałów eksploatacyjnych, wsparcia technicznego online oraz dożywotniej gwarancji w subskrypcji Premium.

Aparat EKG Opus 1 dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych.

Aparat EKG Opus 1 - parametry techniczne:

Ekran	LCD IPS 10,1"
Rozdzielczość ekranu	1280x400pt
Pamięć wewnętrzna	100 000 badań
Zasilanie sieciowe	100V do 250V przy częst. 50/60Hz
Wydruk	na papierze termicznym 210mm x 25m lub A4
Drukarka zewnętrzna	bezprzewodowo
Częstotliwość próbkowania	do 32 000 Hz
EKSPORT/IMPORT	HL7, DICOM, Cloud, PDF, XML, SCP
INTERFEJS	WI-FI/LAN, BLUETOOTH, HDMI FULL HD, USBx3, KARTA SD, DRUKARKI SIECIOWE
CZAS PRACY NA BATERII	do 8h
Filtr zakłóceń sieciowych	50/60 Hz
Filtr zakłóceń mięśniowych	25, 35, 45 Hz
Filtr linii izoelektrycznej	od 0.15 do 1.5

Wyposażenie standardowe:

- Kabel EKG 12-odprowadzeniowy
- Elektrody przedsercowe - 6szt.
- Elektrody kończynowe - 4szt.
- Kabel zasilania sieciowego
- Papier termo-czuły 210mm x 25m (rolka)

Wyposażenie dodatkowe:

- wózek na aparat EKG Opus Cart L
- wózek na aparat EKG Opus Cart S