

Aparat EKG Opus Mini



Opis produktu

Opus Mini to kompaktowy i lekki elektrokardiograf, który oferuje wszechstronną funkcjonalność i szybkość działania. **8-calowy ekran dotykowy** pozwala na jednoczesne **monitorowanie wszystkich 12 kanałów** a **wbudowana drukarka termiczna** zagwarantuje ekonomiczne wydruki na **papierze o szerokości 112 mm**. **Opcje Wi-Fi i Bluetooth** ułatwiają przesyłanie danych EKG szybko i sprawnie. Możliwość integracji z dowolnym systemem zarządzania placówką medyczną (HL7 lub DICOM) sprawia, że aparat EKG Opus mini jest idealnym partnerem w nowoczesnej pracowni EKG. Dostępna jest **profesjonalna analiza i interpretacja sygnału EKG**.

Dla urządzenia zaprojektowany został specjalny **wózek - THE STRING CART S**. Dzięki przemysłowej konstrukcji osiąga maksymalną użyteczność i pojemność przy niewielkich wymiarach. Jego prosta budowa ułatwia zachowanie czystości a kompaktowe rozmiary pozwalają na łatwe manewrowanie i umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu. Wózek posiada cztery koła, w tym 2 z hamulcami.

Aparat EKG Opus Mini - parametry techniczne:

Aparat 12-kanałowy	Tak
Ekran	LCD IPS 8"
Rozdzielczość ekranu	1024x300pt
Waga	około 2,1 kg (z wbudowanym akumulatorem)
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe	115V/230V, 50-60HZ
Wydruk	rolka 112 mm
Prędkość przesuwu papieru (MM/S) 5; 10; 12.5; 25; 50; 100	Tak
Detekcja Kardiodystymulatorów	Tak
Czułość (MM / MV) 2.5; 5; 10; 20	Tak
Filtr zakłóceń sieciowych	50/60 Hz
Filtr zakłóceń mięśniowych	25, 35 Hz
Filtr linii izoelektrycznej	od 0.15 do 1.5 Hz
Sygnał dźwiękowy tętna	Tak
Profil automatyczny	Tak
Profil manualny	Tak
Częstotliwość próbkowania	8000 Hz, 32000Hz (opcja)
Archiwizowanie danych	USB
Interfejs	Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth, 1x USB, 3x USB (opcja), Ethernet (opcja)
Czas pracy na baterii	do 8h
Synchronizacja	FTP, Samba
Eksport	DICOM, PDF, SCP, xml, HL7 (opcja)
Drukarki sieciowe	Tak
Gotowy stress test	Tak
Gotowa spirometria	Tak
Gotowy SPO2	Opcja
Skaner kodów kreskowych	Opcja
Pojemność przechowywania	20 tysięcy badań