

ASPEL ECG MINT v.07.102W



Opis produktu

Elektrokardiograf ASPEL ECG MINT może pełnić funkcję wykonywania badań EKG u zwierząt w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Aparat EKG może być wykorzystywany we wszystkich gabinetach weterynaryjnych.

Smooth-Print: Precyzyjna drukarka

Czytelne i precyzyjne wydruki badań z drukarki termicznej zwiększają komfort pracy.
Start-Easy: Szybki start w dwóch ruchach

Funkcja szybkiego uruchamiania, pozwala korzystać z elektrokardiografu błyskawicznie.
Power-Usb: Ładowanie przez USB

Funkcja ładowania poprzez podłączenie przewodu USB.
Vete-ECG: Rozwiązania dla weterynarii

Aparat z funkcją użycia w gabinetach weterynaryjnych.

Cechy:

- Waga: 2,6kg
- Rejestracja odprowadzeń EKG: 12 standardowych
- Drukarka wbudowana
- Szerokość papieru: 58 mm
- Tryb wydruku: 1 lub 3 przebiegi wybranej grupy
- Drukowanie w układzie standardowym: 1 lub 3 przebiegi wybranej grupy
- Wydruk z bazy pacjentów, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG
- Prezentacja na wyświetlaczu: 1 lub 3 przebiegów EKG
- Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- Menu proste, wyświetlane na ekranie
- Wyświetlacz / ekran: 128x64
- Wyświetlacz / ekran: monochromatyczny
- Obsługa łatwa, za pomocą klawiatury
- Bateria: do 130 badań automatycznych
- Praca na otwartym sercu
- Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz
- Filtr zakłóceń mięśniowych
- Filtr izolinii
- Detekcja odpięcia elektrody INOP: niezależna dla każdej elektrody
- Menu wielojęzyczne
- Dodatkowa funkcja zasilania: zewnętrzny port USB typu Micro B
- Wykryte pobudzenia stymulatora serca: dźwiękowa sygnalizacja
- Wymiary: 220x153x55 mm

Dodatkowe funkcje:

AUTO - wydruk w czasie rzeczywistym, z automatycznym przełączeniem kolejnych odprowadzeń; weterynaria



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Standardowe wyposażenie:

- elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK)
- elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)
- kabel KEKG-30R
- papier RB1 szerokość 58 mm (1 rolka)
- zasilacz sieciowy medyczny M12-15
- żel do EKG