

ASPEL ECG ORANGE v.07.105W



Opis produktu

Elektrokardiograf ASPEL ECG ORANGE może pełnić funkcję wykonywania badań EKG u zwierząt w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Aparat EKG może być wykorzystywany we wszystkich gabinetach weterynaryjnych.

Smooth-Print: Precyzyjna drukarka

Czytelne i precyzyjne wydruki badań z drukarki termicznej zwiększają komfort pracy.
Start-Easy: Szybki start w dwóch ruchach

Funkcja szybkiego uruchamiania, pozwala korzystać z elektrokardiografu błyskawicznie.
Vete-ECG: Rozwiązania dla weterynarii

Aparat z funkcją użycia w gabinetach weterynaryjnych.

Cechy:

- **Waga: 3,3kg**
- Rejestracja odprowadzeń EKG: 12 standardowych
- Prezentacja na wyświetlaczu: 12 przebiegów EKG
- Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
- Drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów
- Drukowanie w układzie Cabrera: 3, 6 lub 12 kanałów
- Automatyczna detekcja zespołów QRS
- Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka
- Długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund
- Drukarka: wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6
- Szerokość papieru: 110 - 112 mm
- Grubość wydruku linii: wybór intensywności wydruku
- Wydruk z bazy pacjentów: możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie
- Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- Ustawienia parametrów przebiegów: prędkość, czułość i intensywność wydruku
- Obsługa łatwa, za pomocą panelu dotykowego
- Pamięć: 1000 pacjentów lub 1000 badań
- Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości
- Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
- Bateria do 130 badań automatycznych
- Wyświetlacz/ekran: LCD, przekątna 7", dotykowy
- Menu wielojęzyczne, proste, wyświetlane na ekranie
- Detekcja częstości akcji serca
- Praca na otwartym sercu
- Prezentacja impulsów stymulujących
- Prezentacja krzywych: układ standardowy lub Cabrera
- Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz
- Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
- Filtr izolacji: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
- Detekcja odpięcia elektrody INOP: niezależna dla każdego kanału
- Impulsy Stymulujące: wykrywanie i prezentacja
- Wykryte pobudzenia stymulatora serca: dźwiękowa sygnalizacja



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Eksport badań do pamięci USB
 - Oszczędzanie energii
 - Współpraca: CARDIOTEKA
 - Archiwizacja badań: na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)
 - **Wymiary: 258x199x50 mm**
-