



AsTER Rehabilitacja Beta System XL

Opis produktu

Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżniami B612 – model C oraz/lub z cykloergometrami CRG 200. Każde stanowisko treningowe traktowane jest indywidualnie. Programy treningowe pozwalają na prowadzenie treningów sterowanych obciążeniem lub częstością rytmu. Po zakończeniu treningu dla każdego stanowiska generowany jest raport. Dodatkowo system AsTER wyposażono w moduł oceny wydolności pozwalający na wykonanie elektrokardiograficznego badania wysiłkowego w celu oceny przebiegu rehabilitacji.

Specyfikacja techniczna

- Współpraca z bieżnią B612 – model C lub cykloergometrem CRG 200
- Różnorodne programy treningu sterowane obciążeniem lub częstością rytmu
- Sterowanie obciążeniem ciągłe lub naprzemienne
- Projektowanie indywidualnych programów treningu w trybie graficznym
- Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi
- Prezentacja trendów obciążenia, częstotliwości rytmu i ciśnienia krwi
- Baza danych pacjentów oraz ich badań
- Archiwizacja przebiegu badania wraz z zapisem EKG
- Przegląd raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów
- Prowadzenia treningów grupowych
- Wydruk raportów ilustrujących przebieg treningu
- Funkcja wydruku zapisu EKG
- Możliwość wykonania elektrokardiograficznego badania wysiłkowego

Standardowe wyposażenie

- Stanowisko Diagnostyki Medycznej typu XL z monitorem LCD 23" i drukarką laserową A4
- Oprogramowanie AsTER z kluczem zabezpieczającym USB

Opcjonalne wyposażenie

- cykloergometr CRG 200
- bieżnia B612 - model C
- AsPEKT 500 - nadajnik KBEKG2