



Asystor stomatologiczny AS-3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny trzyszufladowy na kółkach mobilny AS-3 posiada trzy szuflady, dolna szuflada jest większa od pozostałych.

Wyposażony w system jezdny z możliwością zmiany wysokości.

Produkt dostępny w różnych kolorach frontów oraz boków szafki.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość:	540 mm
Całkowita głębokość:	510 mm
Całkowita wysokość min.:	840 mm
Całkowita wysokość max.:	1050 mm
Średnica podstawy:	650 mm
Dopuszczalne obciążenie blatu:	10 mm