



Asystor stomatologiczny AS-5

Opis produktu

Mobilna szafka z szufladami do gabinetu.

Kółka jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie.

Różna wielkość szuflad pozwala na dostosowanie do przechowywanego asortymentu.

Produkt dostępny w różnych kolorach frontów oraz boków szafki.

Wyrób posiada znak CE.

KONSTRUKCJA SZAFKI

1. Korpus szafki
2. Koła
3. Błat szklany

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość:	540 mm
Całkowita głębokość:	510 mm
Całkowita wysokość min.:	890 mm
Całkowita wysokość max.:	890 mm
Średnica podstawy:	brak
Dopuszczalne obciążenie blatu:	10 mm