

Bieżnia B612 model C



Opis produktu

Zaawansowana technologicznie bieżnia B612 model C, która umożliwi przeprowadzanie badań wysiłkowych oraz skuteczną i bezpieczną rehabilitację kardiologiczną. Zawiera ona szereg innowacyjnych rozwiązań:

- stabilna konstrukcja zapewniająca długoletnią eksploatację,
- możliwość współpracy z oprogramowaniem realizującym protokół Trackmaster,
- możliwość współpracy z systemem AsBP do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi
- wbudowany moduł EKG,
- system kontroli nachylenia (inklinometr) pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni,
- trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), co zwiększa kontrolę nad pracą bieżni i bezpieczeństwem pacjenta.

Specyfikacja techniczna

- współpraca z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej AsTER
- możliwość współpracy z oprogramowaniem realizującym protokół Trackmaster,
- unikalny system kontroli nachylenia (inklinometr) zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża
- prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h
- kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%
- długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm
- trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy
- funkcja ZERO START
- wbudowany moduł EKG (zależnie od wersji bieżni) o następujących parametrach:
 - 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym
 - 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym
 - Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV
 - Przesuw 25/50/100 mm/s
 - Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz
 - Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
 - Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej
- sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232
- maksymalna waga pacjenta 180 kg
- zasilanie: 230 V / 50 Hz
- wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)

Standardowe wyposażenie

- Kabel zasilający (07-005-0276)
- Kabel do transmisji danych KRSG-05 (05-077-0182)
- Kabel KEKG 51 v.004 (07-110-0126)
- Kabel KEKG 52 v.005 (07-110-0128)
- Elektrody jednorazowe - 50 szt. (07-110-0163)
- Pasta abrazyjna EVERY v.001 - 160 g (07-110-0090)



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Opcjonalne wyposażenie

- AsTER Rehabilitacja Beta System
 - CardioTEST Beta System
 - CardioTEST Alfa System B612
 - CardioTEST Alfa System CRG200
 - CardioTEST Alfa System A500
-