

Bieżnia basenowa FUSION wolnotojąca



Opis produktu

Bieżnia wodna to nowoczesna forma rehabilitacji oraz fitness wykorzystująca opór wody podczas ćwiczeń. Wyporność wody odciąża stawy podczas ruchu, dzięki czemu ćwiczenia są mniej wyczerpujące niż przy tradycyjnej ich formie.

FUSION to bieżnia wodna przeznaczona do umieszczania w basenach. Montaż wolnostojącej bieżni znacznie poszerza funkcje basenu, łącznie z korzyściami hydroterapii. Zajmuje mało miejsca, dostosowana jest do zbiorników o głębokości wody w zakresie 1,2 m – 1,5 m.

Bieżnia wodna **FUSION** jest doskonała do podstawowej rehabilitacji, do poprawy mobilności, sprawności fizycznej i ogólnego stanu zdrowia.

Bieżnia wodna **FUSION** może być użytkowana od bardzo niskich prędkości, dostosowanych np. do potrzeb osób starszych. Zalecana głębokość wody to wartość powyżej pasa, wynosząca od 1 do 1,3 m, w zależności od użycia zaleconego przez fizjoterapeutę lub trenera.

Właściwości:

- Uchwyty po bokach i od przodu
- Moduł ekranu dotykowego (zawiera ulepszone monitorowanie systemu bieżni, zaprogramowane prędkości, zaprogramowane i programowalne funkcje)
- Opcjonalnie, bieżnia zawierać może oddzielne sterowanie zdalne oraz ekran dotykowy, podwójne dysze oporu prędkości oraz podwodne niebieskie oświetlenie LED
- Obustronny kierunek taśmy
- Monitorowanie systemu bieżni
- Zgodność z ISO 13485

Specyfikacja techniczna:

- Zakres prędkości 0,2 – 11 km/h
 - Wymiary (wraz z wyświetlaczem) 1750mm x 935mm x 1790mm
 - Pole treningowe 1215 mm x 575 mm
 - Zalecana głębokość wody 1,0 - 1,3 m
 - Wysokość pasa bieżni od podłogi basenu 170 mm
 - Waga 200 kg
 - Maksymalna odległość od głównego panelu sterowania do bieżni 10m
 - Maksymalna odległość od głównego panelu sterowania do panelu operatora 15m
 - Zasilanie 220/240V, 50/60hz, 16A
 - Maksymalne obciążenie 250 kg (przy założeniu 50% obciążenia w wodzie)
-



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY