

Bieżnia wodna ACTIVE-TRAINER



Montaż



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

System bieżni **ACTIVE-TRAINER** to zintegrowana komora bieżni z platformą oraz zbiornikiem wodnym. Minimalne wymiary pomieszczenia bieżni to 5 x 4 m.

Właściwości:

- Drzwi otwierane zewnętrznie z opatentowanym systemem zatrzaskowym
- Zgodność z ISO 13485
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- 7" ekran dotykowy
- Platforma operatora
- System filtracji cartridge
- Filtracja UV
- Monitorowanie systemu bieżni
- Zintegrowane zasilanie i zbiornik wodny
- Składane siedzisko

Wymagania użytkowe:

- Minimalne wymiary pomieszczenia: 5 x 4 m
- Minimalna wysokość sufitu: 2,5 m
- Minimalna wysokość drzwi: 2 m
- Minimalna szerokość drzwi: 1 m
- Minimalna wymagana przestrzeń: 20 m²
- Minimalne obciążenie podłogi: 1250 kg / m²

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalne obciążenie 200 kg (przy założeniu 50% obciążenia w wodzie)
- Maksymalna głębokość wody 1270 mm
- Zakres prędkości 0,5 - 10 km/h
- Czas wypełnienia/opróżnienia ok. 3,5 min
- Zakres temperatury - od temp. otoczenia do 40°C
- Wymiary (bez wyświetlacza) 2755mm x 880mm x 1630mm
- Całkowita masa pustej bieżni - 850 kg, pełnej - 2260 kg
- Pojemność 1500 l
- Moc: 410V/415V, 3 fazy neutralne i uziemienie 50hz 25A na fazę