

Bieżnia wodna FIZJOPET



Opis produktu

Bieżnia wodna dla psów FIZJOPET - cechy urządzenia:

- Prędkość ruchu taśmy bieżni dopasowana jest do rodzaju rehabilitacji, a także do rodzaju treningu sportowego.
- Przeszkłone ścianki umożliwiają ciągłe monitorowanie terapii przez operatora.
- Przeciwprąd wodny, powoduje dodatkowy opór podczas rehabilitacji.
- Bieżnia wodna FIZJOPET posiada opcję automatycznego chlorowania.
- Bieżnia wodna FIZJOPET posiada zaawansowany system filtracji.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WERSJI Z OTWIERANYMI DRZWIAMI I REGULOWANYM POCHYLENIEM TAŚMY.

Bieżnie wodne FIZJOPET spełniają wszystkie wymagania, które muszą spełniać wyroby medyczne, są one potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez TÜV NORD.

Minimalna zalecana wielkość pomieszczenia: **2,5 m x 2,5m**

Wskazania do terapii w bieżni wodnej

- Zwalczanie nadwagi
- Rehabilitacja po zabiegu chirurgicznym. Przyspiesza regenerację organizmu.
- Minimalizuje ból i zwiększa przepływ krwi.