



Bieżnia wodna rehabilitacyjna Aquamotion

Opis produktu

Dlaczego bieżnia wodna?

Hydroterapia jest najlepszą drogą, jaką można obrać w rehabilitacji oraz walce z nadwagą. Terapia w wodzie może być stosowana tuż przed i szybko po zabiegu chirurgicznym. Pozwala na wczesną interwencję i szybszy **czas** regeneracji organizmu.

Opór wody usprawnia cały narząd ruchu, zmniejsza sztywność stawów. Daje większe korzyści z ćwiczeń, wydłuża krok. Jednocześnie minimalizuje ból i zwiększa przepływ krwi.

Wypór wody zmniejsza względny ciężar ciała, co redukuje obciążenie stawów. Dzięki temu z ćwiczeń na bieżni wodnej AQUAMOTION mogą korzystać osoby, u których trening na bieżni suchej jest jeszcze przeciwwskazany lub niemożliwy.

Oferowane przez nas urządzenia cechuje wyjątkowe połączenie funkcjonalności i kompaktowej budowy. Mogą być instalowane w miejscach, gdzie zastosowanie tradycyjnego basenu jest ograniczone ze względu na miejsce lub koszty.

Bieżnia AQUAMOTION - zastosowanie:

- poprawa równowagi i koordynacji ruchowej w tym do poprawy postawy i stabilności ruchowej
- zwiększenie długości kroku i zakresu ruchów kątowych
- skolioza i wady postawy
- zwyrodnienie i zapalenie stawów
- porażenie mózgowe
- autyzm
- ADHD
- choreoatetozja
- choroby układu krążeniowo-sercowego (podnoszeniu wydolności sercowo-naczyniowej)
- nadciśnienie tętnicze
- rehabilitacja sportowa (rozwój masy mięśniowej)

Bezpieczeństwo pacjentów:

Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów bieżnie wodne AQUAMOTION spełniają wszystkie wymagania stawiane wyrobom medycznym, potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez TÜV NORD.

Aquamotion Junior / Aquamotion Junior Plus



Dwa modele przeznaczone do rehabilitacji dzieci.

Cechują się wyjątkowo kompaktową budową. Mogą być instalowane w pomieszczeniach już od 9m².
Najważniejszą zaletą dla terapeuty jest brak konieczności wchodzenia do wody oraz praca z dzieckiem w pozycji wyprostowanej. Przy stałym poziomie wody w zbiorniku głębokość zanurzenia pacjenta regulowana jest poprzez opuszczanie ruchomej bieżni w głąb basenu.

Aquamotion / Aquamotion Sport / Aquamotion Comfort



Modele przeznaczone dla osób dorosłych.

Szerokie, szklane drzwi umożliwiają podjechanie do bieżni wózkom inwalidzkim.

Pędność taśmy jest dostosowana do rehabilitacji lub treningu kondycyjnego sportowców.

Szklane ściany pozwalają na monitorowanie przebiegu terapii.

W standardzie instalowany jest przeciwprąd wodny, stwarzający dodatkowy opór podczas chodzenia.

Dzięki napędowi hydraulicznemu nie ma ryzyka porażenia prądem w wodzie.