



Ciśnieniomierz HEINE GAMMA G5

Opis produktu

- **Odporny na wstrząsy.**
- **Bezłateksowy**
- **Specjalny system przeniesienia ciśnienia**
- **Manometr odporny na wysokie ciśnienie.** Wytrzymały i niezawodny
- **Mikrofiltr.** Ochronia manometr i zawór.
- **Wskaźnik z dużą skalą odczytową.** Czytelna czarno-biała skala o średnicy 56 mm
- **Wysokiej jakości wskaźnik.** Precyzyjnie skalibrowany, wytrzymały i odporny na wstrząsy.
- **Duża gruszka pompująca.** Szybko napompowuje mankiet. Szybki pomiar.
- **Specjalny zawór zmniejszania ciśnienia** - umożliwia płynną i dokładną regulacji ciśnienia, szybki spadek ciśnienia i jest wyjątkowo trwały. Gumowy hamulec zabezpiecza przed zablokowaniem zaworu.
- **Górna część obudowy wykonana ze stopu aluminium.** Z pierścieniem absorbującym wstrząsy, chronią wskaźnik i skalę odczytową.
- **Dolna część obudowy wykonana z wytrzymałego tworzywa.** Absorbuje wstrząsy, antypoślizgowa.
- **Wysokiej jakości jednowężkowy mankiet z zapięciem na rzepy.** Nadaje się do prania.
- **Ergonomiczny design.** G7 jest idealnie zbalansowany w celu maksymalizacji komfortu i ułatwienia pracy.
- **Plastikowa łyżka**- możliwość przełożenia do użytku zarówno przez osoby praworęczne jak i leworęczne
- **5 lat gwarancji.***

*gwarancja obejmuje wady projektowe, materiałowe i produkcyjne przez okres 5 lat od daty zakupu

GAMMA G5	
z mankietem dla dorosłych, w pochewce z zamkiem błyskawicznym	M-000.09.230
z mankietem dla dzieci, w pochewce z zamkiem błyskawicznym	M-000.09.231
Zestaw z trzema mankietami: dla dzieci, dorosłych i małym dla dorosłych	M-000.09.555
z mankietem dla dorosłych, bez pochewki, karton 10szt.	M-000.09.561