



Dermatoskop DELTA30

Opis produktu

Wiarygodna diagnostyka dzięki najlepszemu obrazowaniu.

Nasz nowy, wysokiej klasy dermatoskop nie tylko wyróżnia się wyglądem, ale również najlepszym obrazowaniem, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy.

Jest połączeniem pola widzenia mierzącego prawdziwe 30 milimetrów i niespotykanego odwzorowania kolorów, oczywiście w [LEDHQ](#).

Polaryzacja zapewnia komfortowe warunki pracy, bez olśnienia i bez odbłasków.

Ponadto, instrument jest wygodny w obsłudze dzięki nachylonej, ergonomicznej konstrukcji i intuicyjnej regulacji.

- Największe pole widzenia – rzeczywiste 30 mm (obiektyw 32 mm).
- Krystalicznie czysty obraz dzięki nowemu achromatycznemu układowi optycznemu HEINE.
- Ergonomiczna obsługa dzięki ukośnej konstrukcji produktu.
- Użytkowanie jedną ręką: indywidualna kompensacja dioptrii ogniskowania – od około -4 do +4 dioptrii.
- Doskonałe odwzorowanie kolorów dzięki [LEDHQ](#).
- Dokumentacja cyfrowa z wyjątkową aplikacją [HEINE DERM](#)
- Komfortowe warunki pracy bez olśnienia i bez odbłasków dzięki polaryzacji.
- Regulacja natężenie światła: 3 poziomy jasności.
- Powiększenie 10x.
- Przełączanie między światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym za naciśnięciem przycisku = funkcja przełączania.
- Więcej informacji na stronie heine.com/en/Toggle
- Brak ryzyka krzyżowej kontaminacji: sterylizowalna płytka kontaktowa ze skalą.
- Nie wymaga konserwacji dzięki naszej pyłoszczelnej konstrukcji.
- Bateria akumulatorowa z technologią litowo-jonową: brak efektu pamięci; można bezpiecznie ładować baterię akumulatorową niezależnie od jej stanu naładowania.