



Dermatoskop DELTAone

Opis produktu

Krystalicznie czysty obraz uzyskano przy użyciu nowego, niezrównanego achromatycznego układu optycznego HEINE. Co więcej, ma także niezwykle odwzorowanie kolorów dzięki jakości LED HQ.

Badania przesiewowe w kierunku raka skóry zależą w szczególności od drobnych odcieni koloru czerwonego, brązowego, a nawet niebieskiego. Badania te są teraz szczególnie wygodne ze względu na polaryzację oświetlenia nowego dermatoskopu HEINE, dzięki czemu lekarze mogą pracować bez oślepiania się i bez zakłóceń widzianego obrazu.

Najważniejszym w nowym DELTAone jest to, że bez względu na preferowaną odległość między okiem, a okulem instrumentu podczas pracy obraz jest praktycznie pozbawiony zniekształceń.

Te trzy cechy – czystość obrazu, LED HQ i praca bez odbłasków, plus oczywiście małe wymiary, sprawiają, że DELTAone jest niezastąpionym narzędziem pracy, gdziekolwiek lekarz się uda.

Oczywiście DELTAone można również używać ze smartfonem do cyfrowej dokumentacji zdjęć. Wystarczy pobrać wyjątkową aplikację HEINE DERM, aby móc rozpocząć tworzenie i zarządzanie obrazami pacjentów oraz zapisywanie zdjęć. Co więcej, ma pole widzenia 21 mm, niestandardowe natężenie światła regulowane w 3 stopniach i bezobsługową, pyłoszczelną konstrukcję. Oczywiście posiada funkcję przełączania pomiędzy światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym w przypadku konieczności obejrzenia zmiany w immersji.

Użyjesz go tylko raz i prawdopodobnie nigdy już nie będziesz chciał go odłożyć.

- Rzeczywiste pole widzenia 21mm (soczewka 22 mm)
- Regulacja natężenia światła: 3 poziomy jasności
- Powiększenie 10x
- Przełączanie między światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym za naciśnięciem przycisku = funkcja przełączania
- Brak ryzyka krzyżowej kontaminacji: sterylizowalna płytka kontaktowa ze skalą
- Nie wymaga konserwacji dzięki naszej pyłoszczelnej konstrukcji
- Kompensacja dioptrii w zakresie -4D do +4D
- Bateria akumulatorowa z technologią litowo-jonową: brak efektu pamięci; można bezpiecznie ładować baterię akumulatorową niezależnie od jej stanu naładowania
- Dokumentacja cyfrowa z wyjątkową aplikacją HEINE DERM