

## Dermatoskop HEINE DELTA 20T



### Opis produktu

- **Precyzyjna optyka HEINE.** Wysokiej jakości achromatyczny system optyczny zapewnia niezrównaną ostrość i rozdzielczość obrazu. System ogniskowania zapewnia powiększenia od 10x do 16x, co umożliwia rozpoznanie nawet najmniejszych szczegółów i struktur
- Dermatoskop posiada 2 rodzaje diod - pierwsze do oświetlania spolaryzowanego a drugie diody do oświetlania niespolaryzowanego, praktycznie bezgraniczna żywotność. Zbliżone do światła dziennego (CRI>80, 5.000 K) oświetlenie diodowe. 4 diody LED HQ ;
- **Okular z indywidualną regulacją** ostrości, możliwa korekcja w zakresie -6 / +6 D
- **Opcjonalna mała płytką kontaktową** dla Twojej wygody i dokładnego najszybszego badania.
- Szczegółowe kompendium z atlasem obrazów na wyposażeniu pozwala na dokładną diagnostykę różnicową barwnikowych zmian skórnych.
- Dodatkową opcją jest **cyfrowa dokumentacja** obrazów dermatoskopowych przy pomocy dermatoskopu połączonego specjalnym łącznikiem z aparatem fotograficznym.
- **Przełącznik oświetlenia spolaryzowanego i niespolaryzowanego.** Naciśnięcie przełącznika trybu oświetlenia umożliwia zmianę oświetlenia oglądanego obrazu pomiędzy spolaryzowanym a niespolaryzowanym. Pozwala to na rozpoznanie 'objawu migotania' podczas oglądania struktur krystalicznych i pseudoprosaków, co powiększa możliwości diagnostyczne

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Główka dermatoskopu DELTA 20T                                                   | LED          |
| z płytką kontaktową Ø23mm ze skalą mm, kompendium dermatoskopowe, bez rękojeści | K-008.34.221 |
| z płytką kontaktową Ø23mm bez skali, kompendium dermatoskopowe, bez rękojeści   | K-008.34.222 |

#### Kompletny zestaw zawiera :

- dermatoskop DELTA 20T
- płytkę kontaktową 23mm ze skalą mm
- 10ml olejku dermatoskopowego
- kompendium dermatoskopowe
- twarde etui

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zestawy DELTA 20T                                                    | LED          |
| Rękojeść bateryjna BETA                                              | K-262.10.118 |
| Rękojeść akumulatorowa BETA4 USB z kablem USB i zasilaczem sieciowym | K-262.28.388 |
| Rękojeść akumulatorowa BETA4 USB                                     | K-262.28.387 |
| Rękojeść akumulatorowa BETA4 NT z ładowarką biurową NT 4             | K-262.24.420 |