



Dermatoskop HEINE mini 3000 LED

Opis produktu

- **Bezobsługowy**, nie ma potrzeby, aby kiedykolwiek wymieniać diodę LED.
- Zoptymalizowana termicznie dioda LED zapewnia **stały poziom światła przez cały okres użytkowania**.
- Wysokiej wydajności dioda LED: jasne i całkowicie homogeniczne **oświetlenie ze znakomitą odwzorowaniem kolorów** – temperatura kolorów 4000 K, wskaźnik odwzorowania kolorów CRI > 95.
- **100 % jaśniejszy** w porównaniu z instrumentami z oświetleniem ksenonowo-halogenowym.
- **Unikalny wskaźnik wydajności baterii**: instrument jest włączany z maksymalną intensywnością oświetlenia, a następnie natężenie oświetlenia jest regulowane do poziomu, który odpowiada aktualnemu stanowi baterii, dzięki czemu wiadomo, kiedy baterie trzeba będzie wymienić.
- **Unikalna funkcja przyciemniania** zmniejsza intensywność oświetlenia wraz z poziomem zużycia się baterii, informując o konieczności ich wymiany.
- **Czas pracy do 10 godzin**. Baterie alkaliczne rzadziej zmieniane, a baterie akumulatorowe zachowują dłuższą żywotność
- Gwarancja **20 000 cykli** włączenia/wyłączenia.
- **Wysokiej jakości system optyczny** z achromatycznymi soczewkami zapewnia **wolny od zniekształceń, ostry obraz od krawędzi do krawędzi** z całego obszaru objętego badaniem z **powiększeniem 10x**.
- **3 płytki kontaktowe do wyboru**: płytki kontaktowe ze skalą mm lub bez, które mogą być autoklawowalne.
- **Specjalna mała płytka kontaktowa** do badania miejsc trudno dostępnych.
- **Szczegółowe kompendium** z atlasem obrazów na wyposażeniu. Ułatwia rozpoznanie różnicowe barwnikowych zmian skórnych.
- **Wymienne baterie**. Baterie typu AA lub opcjonalnie bateria akumulatorowa z ładowarką mini NT*.
- **Dwuczęściowy** – rękojeść i główka optyczna.
- **Nagrządzany design**. Najwyższa jakość w kieszonkowym rozmiarze

Dermatoskop mini 3000 LED	2,5V LED
z płytką kontaktową bez skali, z rękojeścią baterijną mini3000, olejkim dermatoskopowym (10ml)	D-008.78.107
z płytką kontaktową ze skalą mm, z rękojeścią baterijną mini3000, olejkim dermatoskopowym (10ml)	D-008.78.109
główka optyczna z płytką kontaktową bez skali, bez rękojeści	D-008.78.106
główka optyczna z płytką kontaktową ze skalą mm, bez rękojeści	D-008.78.108