

Diatermia chirurgiczna SURTRON TOUCH HP 50D



Serwis



Szkolenie



Opis produktu

Surtron Touch HP to najnowszej generacji aparat elektrochirurgiczny o częstotliwości radiowej, przeznaczony do mikrochirurgii monopolarnej.

- Diatermia chirurgiczna Surtron Touch HP jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, zapewnia możliwość wyboru i zapisania różnych programów pracy z funkcjami „CIĘCIE” i „KOAGULACJA”.
- Nowa technologia przełączania sprawia, że Surtron Touch HP 50D można dostosować do wszystkich źródeł zasilania na świecie, bez konieczności modyfikacji, i pozwala na uzyskanie ogólnie bardziej wydajnego systemu dzięki zmniejszonym stratom ciepła.
- SURTRON® TOUCH HP 50D dzięki przyjaznemu dla użytkownika i intuicyjnemu ekranowi dotykowemu w połączeniu z wyjątkowymi funkcjami bezpieczeństwa zapewnia doskonałe, profesjonalne rezultaty chirurgiczne.

Bezpieczeństwo:

- EN60601-1
- EN60601-1-2
- EN60601-2-2
- Klasa elektryczna: I CF
- MDR 2017/745/UE Klasa: II b

Parametry techniczne:

Maksymalna moc wyjściowa CUT	50 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa CUT / COAG1	45 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa CUT / COAG 2	40 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa COAG	40 W → 400 Ω
Częstotliwość pracy	600 kHz
Elektroda bierna	F
Moc do wyboru	115-230 Vac
Częstotliwość sieci	50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy	280 VA
Waga	1,4 kg
Wymiary urządzenia SxWxG	215x125x230 mm

Wyposażenie standardowe diatermii Surtron Touch HP 50D:

- Uchwyt wielokrotnego użytku
- Zestaw elektrod (10 szt.)
- Elektroda neutralna rurkowa z przewodem
- Przełącznik nożny
- Kabel zasilający 2 m
- Uchwyt na rękojeść i elektrody