

Diatermia chirurgiczna SURTRON TOUCH HP 80D



Serwis



Szkolenie



Opis produktu

SURTRON TOUCH HP 80D to urządzenie do elektrochirurgii o częstotliwości radiowej, odpowiednie do drobnych chirurgii monopolarnych.

- Diatermia chirurgiczna Surtron Touch HP 80D umożliwia cięcie „CUT”, koagulację cięcia „BLEND”, koagulację „COAG” i mikrokoagulację „MICRO”.
- Mikrokontroler i ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala gwarantują stałe bezpieczeństwo i niezawodność w każdych warunkach.
- Diatermia oferuje znakomite, profesjonalne rezultaty chirurgiczne dzięki ergonomii i doskonałym funkcjom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo:

- EN60601-1
- EN60601-1-2
- EN60601-2-2
- Klasa elektryczna: I CF
- MDR 2017/745/UE Klasa: II b

Parametry techniczne:

Maksymalna moc wyjściowa CUT	80 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa CUT / COAG1	60 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa CUT / COAG 2	50 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa COAG	20 W → 600 Ω
Częstotliwość pracy	700 kHz
Elektroda bierna	F
Moc do wyboru	115-230 Vac
Częstotliwość sieci	50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy	280 VA
Waga	1,4 kg
Wymiary urządzenia SxWxG	215x125x230 mm

Wyposażenie standardowe diatermii Surtron Touch HP 80D:

- Uchwyt wielokrotnego użytku
- Zestaw elektrod (10 szt.)
- Elektroda neutralna stalowa z przewodem
- Przełącznik nożny
- Kabel zasilający 2 m
- Uchwyt na rękojeść i elektrody