

Diatermia tecar VECAR



Opis produktu

Aparat do terapii tecar **Vecar** narodził się z doświadczenia sportowo-medycznego i weterynarii na wysokim szczeblu. Terapia tecar, stosowana z wysoką skutecznością, głównie u sportowców po kontuzjach, została przeniesiona również na opiekę nad zwierzętami. Urządzenie do terapii tecar służy do nieinwazyjnych zabiegów rehabilitacji ortopedycznej, poprzez wytwarzanie endogennej energii koncentrującej się tam, gdzie naprawdę chcesz ją zastosować.

Dzięki zastosowaniu różnych technik aplikacji (oporowych lub pojemnościowych) w specyficznych konfiguracjach można uzyskać pożądany rodzaj działania na tkankę zarówno na warstwie powierzchniowej, jak i głębokiej, ponieważ wytwarzana energia endogenna nie ulega zmianom ze względu na naturalną barierę skóry.

Efekty:

- Biostymulacja wewnątrz i zewnątrzkomórkowa
- Hipertermia
- Przekrwienie
- Drenaż pourazowy
- Silne działanie zwiotczające
- Skuteczne działanie przeciwbólowe

Wysoce zaawansowana technologia w połączeniu z wiedzą medyczno-weterynaryjną pozwala na bezpośrednie leczenie tkanek docelowych, do których wcześniej trudno było uzyskać dostęp oraz uzyskiwanie najlepszych rezultatów bez użycia leków, w całkowicie nieinwazyjny sposób.

Charakterystyka diatermii VECAR:

- 7-calowy ekran dotykowy
- Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika
- Aktualizacja przez USB
- Sterowanie urządzeniem za pomocą wyświetlacza dotykowego, enkodera i klawiatury
- Wstępnie ustawione protokoły
- Konfigurowalne programy
- 6 języków do wyboru
- Rękojeść z trzema konfiguracjami roboczymi i trzema wymiennymi głowicami o różnych średnicach

Parametry techniczne:

Maksymalna moc	150 W
Częstotliwość pracy	450, 550 kHz
Tryby pracy	oporowy / pojemnościowy
Zasilanie	90-240 Vac / 50-60 Hz
Moc wejściowa	300 VA
Wymiary w mm (WxLxH)	315 x 390 x 170
Waga	5kg