



Diodowa lampa diagnostyczna EL 3 LED

Opis produktu

LAMPA Z MOCOWANIEM DO ŚCIANY

Po prostu jasne oświetlenie LED.

Następczyni popularnej lampy HL5000 teraz w technologii [LEDHQ](#).

Lampa z wyjątkowo jasnym strumieniem świetlnym w technologii diodowej o natężeniu >42 000 Lux / 30cm, pozwala na dokładne badanie w dobrym oświetleniu LED. Elastyczne i obracalne ramię typu „gęsiej szyi” pozwala ustawić główkę w promieniu 120cm. Lampa dostępna w trzech wersjach: ze statywem na kółkach, klamrą uniwersalną lub płytką mocującą na ścianę

- Dioda w technologii HEINE [LEDHQ](#) dająca oświetlenie o natężeniu > 40 000 Lux / 30cm.
- Bardzo jasne, białe światło o temperaturze 5.000 K.
- Bardzo mała główka oświetlająca (ok. 60mm).
- Większa swoboda ruchu i dobry widok badanego pola.
- Trzy opcje mocowania: do statywu na kółkach, do ściany oraz do blatu.

Dzięki optymalnemu odprowadzaniu ciepła lampa utrzymuje jakość i odpowiednie działanie diody przez cały czas użytkowania aż do 30.000 godzin.

Wysoki wskaźnik odwzorowania koloru CRI>90, a dla koloru czerwonego R9>90.

Te cechy zapewniają prawdziwy kolor badanej struktury co jest istotne dla właściwego rozpoznania.

Solidna konstrukcja z ramieniem oświetlającym, tzw. "gęsią szyją" o zasięgu 120cm.

Lekka główka lampy i stabilna gęsia szyja umożliwiają łatwą regulację ustawienia lampy w żądanej pozycji i jej utrzymanie.

Zamknięta główka lampy, zimna w dotyku podczas świecenia, jest bezpieczna i łatwa do dezynfekcji.