



Diodowa lampa diagnostyczna EL10 LED

Opis produktu

Stacjonarna lampa diagnostyczna generująca jasne, jednorodne i wierne światło diodowe w technologii LEDHQ .
Tylko kilka lamp dostępnych na rynku daje równie jasne światło, jednak żadna nie daje tak jednorodnego pola oświetlenia jak nasza.
Oświetlenie bez kompromisów, o wielu zastosowaniach.

Tylko kilka lamp na rynku daje równie jasne światło, ale żadna nie daje tak jednorodnego pola oświetlenia jak HEINE EL10 LED.
Oświetlenie bez kompromisów, o wielu zastosowaniach.

To jest standardowe oświetlenie To jest oświetlenie w technologii LED HQ

Stacjonarna i zarazem giętka lampa generująca jasne, jednorodne światło. Pozycja, jasność i wielkość pola oświetlenia mogą być regulowane jedną ręką. Technologia LEDHQ jest wydajna, zapewnia wysoką wierność koloru.
Nasza nowa lampa łączy wiele cech, które ułatwiają codzienną pracę.

Prezentujemy w skrócie najważniejsze z nich:

PŁYNNA REGULACJA

Natężenie światła można płynnie regulować w przedziale 6 500 - 4 5000 luksów.
Wielkość pola oświetlenia jest także regulowana w przedziale 8,5 - 14 cm średnicy.
Powyższe parametry podano dla odległości pracy 30 cm.

ŁATWA OBSŁUGA JEDNĄ RĘKĄ

Ergonomiczne uchwyty regulatorów umożliwiają intuicyjne i szybkie nastawienie potrzebnej jasności i wielkości oświetlanego pola.
Ponadczasowy, nieskazitelny design lampy dobrze komponuje się z każdym środowiskiem pracy w gabinecie lekarskim.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Smukła główka oświetlająca (o średnicy ok. 60 mm) umożliwia niemal współosiowe oświetlenie pola, co jest ważne w trudnych sytuacjach klinicznych.

Więcej światła. Więcej możliwości.

Wysoką funkcjonalność w jakości HEINE zapewniają:

ELASTYCZNE RAMIĘ

typu „gęsia szyja” utrzymuje światło dokładnie w wymaganej pozycji - dzisiaj i przez lata.

ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA

monitoruje wszystkie funkcje i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

HERMETYCZNA OBUDOWA

ułatwia czyszczenie oraz dezynfekcję lampy.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Heine oferuje różnego rodzaju mocowania w zależności od zastosowań – mocowanie biurkowe, ściennie lub statyw na kółkach. Zastosowana technologia HEINE LEDHQ nie kłamie, pokazuje kolory takie jakimi są:

LEDHQ: czerwony jest czerwony

Standardowe LED: przekłamane oddawanie barw

WIERNE ODWZOROWANIE BARW

W celu uzyskania niezafałszowanej temperatury kolorów, każdą 10 Watową diodę LED dobieramy ręcznie. Dzięki temu możemy zagwarantować, że każda lampa EL10 LED wytwarza identyczny snop światła. Współczynnik odwzorowania barw > 85. Rezultat: czerwony jest czerwony, a niebieski jest niebieski.

NATĘŻENIE ŚWIATŁA

Prawidłowe oświetlenie jest niezbędne, aby podczas badania medycznego możliwe stało się rozpoznanie nawet najmniejszych nieprawidłowości.

Najistotniejsze nie jest zastosowanie najjaśniejszych diod LED, ale wykorzystanie odpowiedniej diody w połączeniu z układem optycznym instrumentu w celu osiągnięcia optymalnego poziomu natężenia światła podczas badania.

Instrumenty HEINE LEDHQ umożliwiają osiągnięcie oczekiwanych parametrów oświetlenia.

JEDNORODNE OŚWIETLENIE

Precyzyjny układ optyczny z trzema soczewkami generuje idealnie jednorodne i mocno skoncentrowane pole oświetlenia.

KONTROLA TEMPERATURY

Folia i aluminiowy radiator przewodzące ciepło zapobiegają przegrzaniu diody LED, a tym samym gwarantują stałą jasność światła i wysoką wydajność pracy diod przez cały okres użytkowania.

WYTRZYMAŁOŚĆ / TRWAŁOŚĆ

Zgodnie z naszą firmową filozofią staramy się oferować Państwu produkty o najwyższej jakości, co przekłada się na ich wysoką wartość użytkową. Nasze diody LED cechują się praktycznie nieograniczoną żywotnością utrzymując taką samą wydajność świetlną przez cały okres użytkowania (do 30.000 godzin).

GWARANCJA 5 LAT