

Elektrokardiograf AsCARD Mint ECG v.07.101W



Opis produktu

Elektrokardiograf Ascard MINT ECG wykonuje badania EKG u zwierząt w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Aparat EKG może być wykorzystywany we wszystkich gabinetach weterynaryjnych.

Smooth-Print: Precyzyjna drukarka

Czytelne i precyzyjne wydruki badań z drukarki termicznej zwiększają komfort pracy.

Start-Easy: Szybki start w dwóch ruchach

Funkcja szybkiego uruchamiania, pozwala korzystać z elektrokardiografu błyskawicznie.

Power-Usb: Ładowanie przez USB

Funkcja ładowania poprzez podłączenie przewodu USB.

Vete-ECG: Rozwiązania dla weterynarii

Aparat z funkcją użycia w gabinetach weterynaryjnych.

Parametry techniczne:

- Nazwa - ASPEL MINT ECG
- Wersja - 07.101W
- Kod - 07-101-0507
- Rejestracja odprowadzeń EKG - 12 standardowych
- Szerokość papieru - 58 mm
- Tryb wydruku - 1 przebieg wybranej grupy
- Drukowanie w układzie standardowym - 1 przebieg wybranej grupy
- Wydruk z bazy pacjentów - tak, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG
- Prezentacja na wyświetlaczu 1 przebiegu EKG
- Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- Menu proste, wyświetlane na ekranie
- Obsługa łatwa, za pomocą klawiatury
- Bateria do 130 badań automatycznych
- Praca na otwartym sercu
- Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz
- Filtr zakłóceń mięśniowych
- Filtr izolinii
- Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdej elektrody
- Menu wielojęzyczne
- Dodatkowa funkcja zasilania - zewnętrzny port USB typu Micro B
- Wykryte pobudzenia stymulatora serca - dźwiękowa sygnalizacja
- Zabezpieczenie impuls defibrylujący
- Prezentacja impulsów stymulujących na wyświetlaczu i na wydruku
- Oszczędzanie energii
- Wymiary 220x153x55 mm

Standardowe wyposażenie:

- elektrody kończynowe 4 sztuki
- elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)
- kabel KEKG-30R
- kabel KEKG-30W Weterynaryjny
- papier RB1 szerokość 58 mm (1 rolka)
- uchwyt szczękowy-krokodylek 10 sztuk



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- zasilacz sieciowy medyczny M12-15
- żel do EKG