



Elektroniczny minutnik zabiegowy Eres 2

Opis produktu

Minutnik elektroniczny do odmierzania czasu trwania zabiegu.

Nieodzowny w każdym gabinecie fizykoterapii - do elektroterapii, magnetoterapii, ultradźwięków, laseroterapii, naświetlań i innych.

- praktyczny i łatwy w użyciu
- możliwość odliczenia czasu do 60 min.
- czytelny wyświetlacz
- kolor: srebrny
- wbudowany magnes w tylnej części obudowy pozwala przyczepić minutnik do aparatu lub do innej powierzchni metalowej
- wymiary: 6 x 1,7 x 6 cm
- zasilany baterią typu AAA (w zestawie)