



Elektrostymulator TENS EV - 806

Opis produktu

Elektrostymulator TENS EV - 806 - aparat przeciwbólowy

- **W zestawie: Elektrody samoprzylepne (50x50mm) do elektrostymulatora Tens - 4 sztuki**
- **Aparat przeciwbólowy Tens EV 806** jest zasilanym bateryjnie generatorem impulsowym, który wysyła impulsy elektryczne do nerwów i podstawowych grup mięśni.
- Aparat działa tylko na baterie - nie ma możliwości podłączenia do zasilania
- Urządzenie jest połączeniem stymulatorów TENS i EMS. Może być używane do stymulacji mięśniowej oraz łagodzenia bólu.
- Wyposażone w dwa niezależne kanały wyjściowe. Pary elektrod mogą być podłączane do każdego z wyjść.
- Pokręta natężenia są zabezpieczone osłoną przed przypadkowym przestawieniem.
- Zmiany ustawień dokonywane są za pomocą przycisków.

Elektrostymulator Tens wykonany jest w wersji osobistej tzn. służy do noszenia na pasku.

Co to jest stymulator TENS?

Elektrostymulator TENS jest **urządzeniem do terapii bólu** o znanym pochodzeniu. Stanowi alternatywę dla środków farmakologicznych. W zależności od dobranych parametrów przenośny **stymulator TENS** może przynosić ulgę w bólu przewlekłym jak i w bólu ostrym. W przypadku dolegliwości kręgosłupa jego działanie ma również walory lecznicze. Ból w obrębie kręgosłupa powoduje napięcie mięśni połączonych z kręgam i dodatkowo wzmacnia dolegliwości uciskając miejsce bolesne. Przerwanie tego "błędnego koła" ma walory terapeutyczne.

Parametry terapii powinny być dobrane przez fizykoterapeutę najlepiej w gabinecie fizykoterapeutycznym. Fizykoterapeuta powinien w tym celu użyć stacjonarnego **elektrostymulatora TENS** o szerokim zakresie parametrów, a później po dobraniu właściwych nastaw zabiegu zaprogramować urządzenie osobiste. Fizykoterapeuta powinien również określić położenie elektrod na ciele pacjenta. Pacjent nosi przenośny **elektrostymulator osobisty** i wykonuje nawet do 4 kilkudziesięciominutowych zabiegów w ciągu dnia.

Zabiegi nie są bolesne więc można w trakcie ich trwania normalnie funkcjonować. Terapia **elektrostymulatorem TENS** jest bardzo popularna na całym świecie ze względu na swoją skuteczność, brak skutków ubocznych i możliwość stosowania w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Jej popularność w Polsce wydaje się być ograniczona ze względu na słabą znajomość zasady stosowania elektrostymulatorów osobistych TENS wśród fizjoterapeutów. Jeżeli pacjent jest zainteresowany urządzeniem przeciwbólowym TENS powinien znaleźć specjalistę z dziedziny fizjoterapii, który pozwoli mu rozpocząć terapię z właściwym doбором parametrów i lokalizacją elektrod przenośnego **elektrostymulatora TENS**.

Jakie są tryby prądów TENS?



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- (B) Pulsacyjny
- (N) Normalny
- (M) Modulowany (parametry są zmienne w powtarzalny sposób, cykl powtarzania wynosi 1 s)
- SD1, SD2 tryb z podbiciem amplitudy
- dwa tryby EMS: S (współbieżny), A (naprzemienny)

Więcej informacji na temat prądów Tens znajdziesz na stronach:

- [Prądy Tens](#)
- [Terapia Tens w przebiegu rwy kulszowej](#)