



# Fotel do pobierania krwi FL-1

## Opis produktu

**Fotel do pobierania krwi FL-1** znajduje zastosowanie jako wyposażenie gabinetu lekarskiego, szpitala, laboratorium oraz prywatnych przychodni zdrowia.

Wyposażony jest w płynną regulację kąta pochylenia oparcia i zagłówka, fotel pozwala pacjentowi wygodnie poddać się zabiegowi lub badaniu. Oba podłokietniki posiadają regulację w dwóch płaszczyznach (na boki, oraz góra-dół), co ułatwia pracę personelowi medycznemu. Doskonale spełnia wymagania klienta.

Produkt ten spełnia funkcję jako fotel laryngologiczny, dzięki zastosowaniu zagłówka i oparcia z określonym zakresem regulacji.

Fotel ze zdjęcia posiada tapicerkę ze szwem. Jest to opcja na życzenie klienta. Domyślnie występuje obicie bezszwowe, co ułatwia utrzymanie czystości, oraz dokładną dezynfekcję. Fotel dostępny w różnych kolorach obicia.

Wyrób posiada znak CE.

### KONSTRUKCJA FOTEŁA

1. Zagłówek
2. Podłokietnik zintegrowany z oparciem
3. Wspornik podłokietników
4. Siedzisko-oparcie
5. Rama fotela

### PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość	800 mm
Całkowita długość	780 mm
Szerokość podstawy	655 mm
Długość podstawy	730 mm
Całkowita wysokość	1120/1280 mm
Dopuszczalne obciążenie	120 kg