



Fotel do rehabilitacji stawu kolanowego i barku FRT-B

Opis produktu

Fotel rehabilitacyjny stawu kolanowego w pozycji siedzącej lub leżącej oraz do ćwiczeń barku w pozycji leżącej **FRT-B**.

Przeznaczony do ćwiczeń wspomaganych biernych i czynnych wolnych i z oporem stawów kolanowych i barkowych. Wyposażony w dwie główce do ćwiczeń oporowych i pasy do stabilizacji ud, miednicy i klatki piersiowej.

Wymiary:

- wysokość: 1550 mm
- szerokość: 1180 mm
- długość: 1200 mm
- wysokość siedziska: 640 mm
- szerokość siedziska: 500 mm
- długość leżyska po rozłożeniu: 1450 mm
- długość dźwigni: 500 mm
- ciężar kpl. obciążenia: 8x1kg