



Fotel do rehabilitacji stawu kolanowego i barku FRT

Opis produktu

Fotel FRT przeznaczony do ćwiczeń wspomaganych biernych i czynnych wolnych i z oporem stawów kolanowych. Wyposażony w dwie główce do ćwiczeń oporowych i pasy do stabilizacji ud, miednicy i klatki piersiowej.

Wymiary:

- wysokość: 1550 mm
- szerokość: 1180 mm długość: 1200 mm
- wysokość siedziska: 640 mm
- szerokość siedziska: 500 mm
- długość leżyska po rozłożeniu: 1450 mm
- długość dźwigni: 500 mm
- ciężar: 8 x 1kg