



Fotel ginekologiczno-zabiegowy Medielle B100

Opis produktu

Fotel ginekologiczny medielle® B100 to najlepsze połączenie funkcjonalności, ergonomii i nowoczesnego designu.

Charakterystyka:

FUNKCJONALNOŚĆ

Fotel ginekologiczny **medielle** posiada 3 silniki, co pozwala na sprawne pozycjonowanie fotela, czyli pacjenta. Istnieje możliwość regulacji wysokości fotela, pochylenia oparcia oraz pochylenia siedziska.

PEŁNA ERGONOMIA

Siedzisko, podpórki nóg i zagłówek zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort pacjenta.

ŁATWA OBSŁUGA

Fotel ginekologiczny **medielle** można obsługiwać ręcznie z pilota lub za pomocą sterownika nożnego.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Możliwe jest zapamiętanie trzech najpopularniejszych pozycji fotela - ich aktywacja następuje przez naciśnięcie tylko jednego przycisku.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Fotel ginekologiczny **medielle** wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, odpornych na czynniki zewnętrzne. Nośność krzesła wynosi 220 kg.

BEZPIECZEŃSTWO

Fotel posiada znak CE, spełnia wszystkie wymagania UE w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

ZDEFINIOWANE POZYCJE

- Pozycja wyjściowa
- Pozycja Trendelenburga
- Pozycja pozioma (pozycja do badań USG).

Dotarcie do wcześniej zdefiniowanych pozycji poprzez **aktywację tylko jednego przycisku**.

STEROWANIE NOŻNE I RĘCZNE

- Sterowanie fotelem ginekologicznym **medielle** odbywa się ręcznie za pomocą pilota bezprzewodowego lub poprzez sterownik nożny
- Możliwość przechowywania do 3 różnych pozycji aktywowanych naciśnięciem jednego przycisku.
- Każdy ruch i zmiana pozycji odbywa się powoli i płynnie, bez gwałtownych ruchów.

Dane techniczne:

Dane techniczne	Medielle B100
Silowniki elektryczne	3
Wysokość siedziska min/maks	590 / 830 cm
Maksymalne obciążenie	220 kg
Kąt nachylenia części siedziska	20°
Kąt oparcia	50°
Trendelenburg	20°

Regulacja elektryczna wysokości	Tak
Regulacja elektryczna nachylenia siedziska	Tak
Regulacja elektryczna oparcia	Tak
Sterowanie ręczne (pilot)	Tak
Waga (bez akcesoriów)	160kg (+/- 5 kg)
Wyposażenie standardowe	Szyny boczne przy siedzisku i oparciu pleców Uchwyt na rolkę papieru 60 cm Misa ze stali nierdzewnej 2l lub misa z tworzywa ABS o pojemności 8l Koła zewnętrzne Pilot przewodowy z funkcją pamięci 3 pozycji
Opcje dodatkowe	Przedłużenie leżyska Uchwyt na kolposkop Misa z tworzywa ABS Odpyw urologiczny Statyw na kroplówkę Sterownik nożny Przedłużenie siedziska Lampa do badań lekarskich Barierki boczne Uchwyty boczne w podstawie jezdnej Podstawa z systemem wysuwanych kół Sterowanie nożne Podnóżki „anatomiczne” typu Goepell (para) Podnóżki „komfort” (para)

Kolorystyka tapicerki:





Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY