



Fotel porodowy BN93

Opis produktu

Fotel porodowy BN93 - główne cechy:

- konstrukcja stołu wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej
- blat fotela podzielony jest na 3 sekcje
- fotel posiada antystatyczne koła jezdne
- hydrauliczna regulacja wysokości
- regulacja mechaniczna za pomocą korby pozycji: Trendelenburga , anty-Trendelenburga oraz przechyłów bocznych
- regulacja oparcia pleców sprężyną gazową
- fotel posiada szyny na akcesoria umieszczone po bokach na całej długości
- fotel posiada wysuwany i podnoszony segment nóg (funkcja stołu operacyjnego)
- miska wykonana ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości podpórki pozycjonujące nogi pacjentki
- uchwyty do łapania przez pacjentkę


Regulacje fotela porodowego BN93:

Wysokość (górze / dół)	hydraulicznie
Trendelenburg / Anty-Trendelenburg	dźwignia
Przechył boczny	dźwignia
Oparcie pleców	sprężyna gazowa
Wysuwanie segmentu nóg	mechanicznie
Unoszenie segmentu nóg	mechanicznie
Blokada kół	mechanicznie


Dane techniczne:

Waga	200kg
Długość	1200 mm + segment nóg
Szerokość	570 / 650 / 750 mm
Grubość materaca	30*/ 60 mm
Maksymalne obciążenie	250kg
Regulacje:	
Wysokość	770 - 1060 mm
Trendelenburg	30°
Antytrendelenburg	30°
Przechył boczny (opcja)	+/- 25°
Oparcie pleców	0° / 70°

* dla wersji o szerokości stołu 570mm



Wyposażenie dodatkowe stołu porodowego BN93:



A80/D - podłówek
 A06/A - podpora ręki
 A69/A - zapórka boczna