

Inhalator PARI BOY CLASSIC



Opis produktu

Inhalator Pari Boy Classic

Charakterystyka:

- inhalator dla dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych
- nebulizator pozwala na efektywną terapię dolnych dróg oddechowych
- szybka inhalacja pozwala na krótką i wydajną terapię (2,5ml roztworu w czasie krótszym niż 5min.)
- nebulizator wyposażony w kontroler PIF (narzędzie szkoleniowe umożliwiające wykonanie idealnego wdechu)
- bardzo łatwa obsługa inhalatora
- maska dla dzieci i dorosłych

Zastosowanie:

- schorzenia dolnych dróg oddechowych
 - przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 - astma, astma alergiczna
 - zapalenie oskrzeli
 - profilaktyka przeziębień

Wyposażenie standardowe:

- komora nebulizacyjna Pari LC Sprint z kontrolerem PIF
- niebieski wkład dla dorosłych i dzieci powyżej 4 r.ż.
- ustnik z zaworem
- wężyk przyłączeniowy

Parametry techniczne:

MMD	3,5 µm
	67%
wydajność	600 mg/min
waga	1,55 kg