

Inhalator PARI BOY JUNIOR



Opis produktu

Inhalator Pari Boy Junior dla dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia

Charakterystyka:

- inhalator dla dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia do wieku szkolnego
- nebulizator dostosowany do specjalnych potrzeb małych pacjentów, którzy potrzebują mniejszych cząsteczek aerozolu
- żółty wkład z kontrolerem PIF (narzędzie szkoleniowe umożliwiające wykonanie idealnego wdechu)
- dodatkowy czerwony wkład dyszy wytwarzający najmniejsze cząsteczki dla noworodków od pierwszego miesiąca życia lub dla małych dzieci z okresowo występującą obturacją
- specjalne akcesoria dla dzieci, tj. delikatne wykończenie maski oraz łącznik do maski (kolanko), który umożliwia wykonanie skutecznej inhalacji podczas gdy dziecko leży lub siedzi
- długi wężyk umożliwiający swobodne poruszanie się

Zastosowanie:

- schorzenia dolnych dróg oddechowych
 - przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 - astma, astma alergiczna
 - zapalenie oskrzeli
 - profilaktyka - zapobieganie przeziębieniom

Wyposażenie standardowe:

- Komora nebulizacyjna Pari LC Sprint z kontrolerem PIF
- Żółty wkład dla małych dzieci
- Czerwony wkład do dróg oddechowych niemowląt lub małych dzieci z fazami niedrożności
- Ustnik z zaworem
- Wężyk przyłączeniowy extra długi

Parametry techniczne:

	wkład żółty	wkład czerwony
MMD	2,9 µm	2,2 µm
	76%	86%
wydajność	370 mg/min	296 mg/min
waga	1,7kg	